



جمهورية مصر العربية
وزارة الصحة والسكان



دليل معامل الدرن

٢٠١٥

الإفتتاحية

من اهم وسائل مكافحة الدرن هو الاكتشاف المبكر للمرض والذي يعتمد فى المقام الاول على المعامل التشخيصية القائمة على فحص البصاق للمرضى المشتبه اصابتهم بالمرض والمزارع الدرنية ، لذا تعتبر المعامل من اهم الوسائل التشخيصية التى توصى منظمة الصحة العالمية بتقويتها لتتمكن الدول من مكافحة وانخفاض معدلاته.

ولأن البرنامج القومى لمكافحة الدرن فى مصر يهدف فى المقام الاول الى خفض معدلات الاصابة والانتشار للمرض وتحقيق الاهداف المستدامة التى وضعتها منظمة الصحة العالمية ، عن طريق تقوية معامل الدرن المنتشرة فى جميع وحدات الأمراض الصدرية وتزويدها بأحدث وسائل التشخيص والعمل على ضبط الجودة بتلك المعامل من خلال الزيارات الاشرافية التى يقوم بها ذوى الخبرة من مسئولى المعامل بالمحافظات وتحت اشراف فريق متميز من المعامل المركزية والبرنامج القومى لمكافحة الدرن وتدريب الفريق القائم على العمل.

وحتى تتواكب وسائل التشخيص والتقييم مع كل حديث فقد قام فريق من ذوى الخبرة فى هذا المجال بإعداد هذا الدليل الذى يعتبر دليلا ومرشدا لجميع العاملين فى معامل الدرن بجمهورية مصر العربية ومن هذا المنطلق فإننا نتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من شارك فى اعداد هذا الدليل فى طبعته الثانية ، التى تأتى تحديثا للطبعة الأولى التى صدرت عام 2005 وقامت بإعدادها د. مشيرة اسماعيل (مدير المعمل المرجعى للدرن فى ذلك الوقت واحد الخبراء الذين استعانتم بهم منظمة الصحة العالمية) فى تقييم معامل الدرن بدول الاقليم.

كما اتقدم ايضا بخالص الشكر والتقدير لهذا الفريق الذى يقوم بدوره على احسن وجه ويعمل فى دائرة عمل مكتملة لتحقيق الهدف الذى نصبو اليه نحو جعل مصرنا الحبيبة خالية من هذا المرض فى الاعوام القادمة.

مدير عام

الإدارة العامة للأمراض الصدرية
المدير التنفيذى للبرنامج القومى لمكافحة الدرن

د. وجدى عبد المنعم



جمهورية مصر العربية
وزارة الصحة والسكان

دليل معامل الدرن



الإشراف العام

د. وحدى عبد المنعم

مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية
والمدير التنفيذي لبرنامج مكافحة الدرن

د. أحمد صفوت

رئيس
الإدارة المركزية للمعامل

إعداد

المادة العلمية

الطبعة الاولى :

مديرة المعمل المرجعي : د. مشيرة اسماعيل عام ٢٠٠٥

الطبعة الثانية :

اسرة المعمل المرجعي لتشخيص الدرن
المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان

مديرة المعمل المرجعي

د. عزة عبد الفتاح حجازي

اخصائي معمل

د. جيهان سيف الدين

اخصائي معمل

د. هويدا قاسم ابراهيم

اشراف تنسيقي

أ. أحمد سمير

بالتنسيق والتعاون مع

د. فاتن علي شكري

إستشاري المعامل بالبرنامج القومي لمكافحة الدرن

د. أمل صلاح

مسئولة مكافحة العدوي بالبرنامج

الفهرس

٤	مقدمة
٥	اجراءات مكافحة العدوي والسلامة بمعمل الدرن
١٣	أعمال التطهير والتخلص من المخلفات البيولوجية
١٤	أعمال الصيانة بالمعمل
١٦	حالات الطوارئ
١٨	التعقيم
١٩	الطرق المعملية لتشخيص الدرن
٢٢	أولاً- الفحص المجهرى المباشر
٣٠	ثانياً: المزارع الدرنية
٣١	طرق تحضير المستنبتات الصلبة
٣٩	اختبارات تصنيف الميكوبكتيريا علي المستنبتات الصلبة
٤٧	طريقة عمل الحساسية الدرنية علي المستنبتات الصلبة
٥٤	ضبط الجودة بمعمل الدرن
٥٥	أولاً : ضبط الجودة داخل المعمل
٥٩	ثانياً: ضبط الجودة الخارجى
٦٢	طرق ضبط الجودة للمزارع الدرنية والحساسية
٦٦	طريقة عمل المزارع الدرنية علي المستنبتات السائلة (جهاز الباكتهك ٩٦٠)
٦٩	طريقة عمل الحساسية الدرنية علي المستنبتات السائلة للصف الاول
٧٤	طريقة عمل الحساسية الدرنية علي المستنبتات السائلة للصف الثانى
٧٦	اختبارات ضبط الجودة لجهاز الباكتهك
٧٩	تشخيص الميكوبكتريا بجهاز الجين اكسبرت
٨٣	كيفية حساب وطلب الكيماويات اللازمة لعمل ١٠٠٠ شريحة
٨٤	نماذج تقارير المرور وتقارير ضبط الجودة بمعمل الدرن
٩٢	نماذج لارسال العينات المراد فحصها الي معمل الدرن
٩٧	المصطلحات العلمية
٩٨	المراجع العلمية

الدرن

Tuberculosis

مقدمة

مرض الدرن من الأمراض المعدية شديدة الخطورة (Risk group III) والتي تنتقل عن طريق الجهاز التنفسي وقد انتشر هذا المرض في معظم دول العالم بما فيهم مصر وأصبح يصيب ثمانية ملايين من البشر كل عام ويحصد أرواح الملايين منهم سنوياً .

وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية (WHO) أن ٩٥ ٪ من حالات الدرن توجد في الدول النامية وأن ٧٥ ٪ من هذه الحالات تحدث بين أفراد المجتمع المنتجين اقتصادياً أي من سن ١٥-٥٠ عاماً .

ونتيجة لنجاح برنامج مكافحة الدرن في مصر (NTP) ونتيجة لتطبيق نظام العلاج تحت الملاحظة والقصير الأمد (DOTS) بنسبة ١٠٠ ٪ في كل أنحاء مصر فإن عدد الحالات الدرنية الجديدة المتوقعة سنوياً (Estimated incidence) ١٥ حالة لكل ١٠٠ ألف من السكان.

البكتريا المسببة للدرن :

تم اكتشاف البكتريا المسببة للدرن بواسطة العالم روبرت كوخ سنة ١٨٨٢ - وتنقسم البكتريا المسببة للمرض Mycobacterium tuberculosis complex إلي ٤ فصائل هي :

- 1- Mycobacterium tuberculosis.
- 2- Mycobacterium bovis (including BCG).
- 3- Mycobacterium microti.
- 4- Mycobacterium africanum.

وميكروب Mycobact .Tuberculosis نوعان :

- النوع الذي يصيب الإنسان Human Mycobacteria
- النوع الذي يصيب البقر Bovine Mycobacteria

طريقة انتقال العدوى :

- ينتقل ميكروب الدرن عن طريق السعال والبصق والعطس علي شكل رذاذ صغير جدا يدخل إلي الرئة عن طريق الاستنشاق .
- اللبن الملوث بعصيات الدرن من حيوان مريض أو من متداولي الأغذية المصابين بالمرض .

أعضاء الجسم المعرضة للإصابة بالمرض :-

- إصابة الرئة تمثل حوالي ٨٥ ٪ من الحالات المرضية وقد تحدث الإصابة بنسبة ١٥ ٪ في بعض الأعضاء الأخرى مثل : - العظام - الحنجرة - الجهاز البولي والتناسلي - الجهاز الهضمي والغشاء البريتوني - الغدد الليمفاوية - الجلد - العينين - المخ والأعصاب .

إجراءات مكافحة العدوى والسلامة بمعامل الدرن Safety Measures & Infection Control in TB Lab

- يعتبر ميكروب الدرن من مجموعة الميكروبات شديدة الخطورة (Risk group III).
- كل من يعمل بقسم الدرن مسئول عن سلامته وسلامة زملائه .
- ينتقل ميكروب الدرن عن طريق الهواء، واستنشاق الرذاذ المحتوي علي الميكروب قد يؤدي للعدوى
- ويمكن القضاء علي ميكروب الدرن بالوسائل التاليه:



ومن الأسباب الشائعة لانتشار الرذاذ بالمعمل :

١. اثناء جمع عينات البصاق من المرضى او المشتبه بهم.
٢. اثناء استخدام الماصات والمحاقن .
٣. اثناء تحضير المسحات علي الشرائح .
٤. اثناء تدوير العينات داخل جهاز الطرد المركزي (Centrifuge).
٥. عند حرق إبرة الزرع .
٦. المراوح (يمنع استخدام المراوح عند عمل المسحات حتى يتم تثبيت العينة) .
٧. اثناء القاء المخلفات في اوعية التطهير .

الشروط الواجب توافرها في العاملين بمعامل الدرن : -

- قبل استلام العمل بالمعمل يجب إجراء الآتي:-
- ١. اختبار التيوبركلين.
- ٢. أشعة على الصدر.
- ٣. التدريب على طرق السلامة بالمعمل.

يوجد ثلاث مستويات للمعامل على أساس التحكم في العدوى:

نوع المعمل	المستوى (L)	الأعمال التي يقوم بها المعمل
المعمل الطرفي	L1	<ul style="list-style-type: none"> • استلام العينات . • الفرد والصبغة . • الفحص الميكروسكوبي المباشر لميكروب الدرن
المعمل الوسطي	L2	<ul style="list-style-type: none"> • نفس الأعمال التي يقوم بها المعمل الطرفي (L1) + . • فصل الميكوبكتريا من العينات ثم الزرع في ٢L سواء درنيه او غير درنيه . • قراءة المزارع .
المعمل المرجعي	L3	<ul style="list-style-type: none"> • يقوم بنفس الأعمال التي يقوم بها المعمل الطرفي (L1) والمعمل الوسطي (L2) + . • عمل اختبارات الحساسية للأدوية النوعية لميكروب الدرن واختبارات التصنيف للميكوبكتريا في (L3) . • تحضير معلق بكتيري لحفظ الميكوبكتريا ولعمل اختبارات البيولوجيا الجزيئية .

ملحوظة:

يعتبر العمل في (L3) أكثر خطورة حيث أن في بعض الأحيان يتم فصل ميكوبكتريا مقاومة للأدوية (الخط الأول والثاني).

مكافحة العدوي في المعمل الطرفي (L 1):

I- وصف المعمل :

- يجب ان يحتوي علي ثلاث حجرات:
 - حجرة لاستلام العينات.
 - حجرة للفرد والصبغة.
 - حجرة للفحص الميكروسكوبي وتسجيل النتائج.
- ملحوظة : اذا لم يتوافر عدد الحجرات المطلوبة يراعي تحديد اسطح العمل كل علي حدة.
- يجب ان تكون اسطح الحوائط والارضيات ملساء والفواصل اقل ما يمكن.
 - يجب ان تكون البنشات ملساء ذات نوعية تتحمل المواد المطهرة المختلفة.
 - يجب ان يكون المعمل جيد التهوية والإضاءة.
 - يجب ان يكون الصرف الصحي جيدا.
 - يجب ان يحتوي المعمل علي حوضين احدهما لغسيل الايدي والآخر للصبغة.
 - يحظر دخول المرضى والموظفين داخل المعمل.
 - يجب تقليل الحركة داخل المعمل قدر الامكان.

II- فنيو المعمل :

- يسأل عن التاريخ الطبي أو المرضى التابع لهم (شكوى أى مرض أو أعراض)
- عمل أشعة تشخيصية واختبار تيوبركلين لهم قبل بدء المهنة .
- اذا وجد اختبار التيوبركلين سلبيا يعاد بعد اسبوعين ويتم استشارة الطبيب .
- التدريب على اجراءات السلامة بالمعمل .
- وضع لوحات بلاستيكية او بغطاء بلاستيك (قابل للتنظيف) علي الحوائط مدون عليها اجراءات السلامة .
- يمنع الطعام والتدخين والشرب وتخزين الطعام بالمعمل .
- يمنع استخدام الفم فى استعمال الماصة .
- يستخدم القفاز عند التعامل مع العينات .

III- جمع العينات:

- ينصح المريض بالآتى :
- وضع اليد و استخدام المناديل الورقية على الفم عند البصق فى العبوة .
- يبصق فى الهواء الطلق خارج المعمل .

- مواصفات عبوة جمع البصاق :

- تكون مصنوعة من البلاستيك الصلب .
- شفافة و ذات فوهة واسعة .
- محكمة الغلق بواسطة غطاء حلزوني.
- اذا لم يستطع المريض احضار عينة , لابد من التخلص من العبوة وإعدامها .
- إذا أردنا التخلص من المخلفات , يوضع عليها مطهر (فينول ٥%) ثم تعدم في الاوتوكلاف ثم المحرقة (في حالة عدم وجود اوتوكلاف يجب ابقاء الفينول علي العينات لمدة ٢٤ ساعة قبل اعدامها بالمحرقة).
- تعتبر استمارات المرضى ملوثة ويتم التخلص منها في اكياس جمع النفايات الخطرة

-IV- خطوات العمل :

- تتظف عروة الزرع المعدنية من البصاق العالق بعد فرد العينة بحكها في الرمل الموضوع في زجاجة ومن فوكة كحول ٧٠% , ثم تحرق في اللهب ويفضل استخدام المراود الخشبية احادية الاستخدام .
- لابد أن تتم عملية فرد العينات في مكان ليس به تيار هواء .
- عدم استخدام مروحة أثناء عملية فرد العينات على الشرائح .
- يمنع تجفيف الشريحة باستخدام اللهب بل بتركها تجف في الهواء وذلك منعا لانتشار الرذاذ.

V - لتخلص من المخلفات واستخدام المطهر :

- لابد من استخدام طريقة معترف بها (مسموح بها) للتخلص من المخلفات البيولوجية.
- تلقى المخلفات (القفازات - عبوات البصاق - العيدان الخشبية -عروات الزرع البلاستيك - ورق الترشيح) في الكيس الأحمر بسلة المهملات ثم يعدم في الأوتوكلاف ثم يرسل الى المحرقة .
- يضاف فينول ٥% أو ديتول ١٠% على عبوات البصاق المطلوب التخلص منها لمدة ٢٤ ساعة اذا لم يتوفر اوتوكلاف.
- تطهر الأيدي بكحول ٧٠% بعد غسلها بالماء والصابون.

VI- مستلزمات المعمل الطرفي (L1) :

- مروحة شفت هواء في المعمل ضعيف التهوية .
- لمبة أشعة فوق بنفسجية لتعقيم الأسطح بالمعمل (يراعي عمل صيانة للمبة الاشعة سنويا).
- بنشات ومقاعد مناسبة للعمل .
- حوض لغسيل الأيدي وحوض اخر للصبغة.
- مكتب ودولاب لحفظ الكيماويات و السجلات وغيرها .

- لا يوجد حاجة لكابينة سلامة بيولوجية.

مكافحة العدوى فى المعمل الوسطى (L2) :

ا- وصف المعمل:-

يجب ان يحتوى المعمل على ثلاث حجرات على الأقل :

- حجرة للتعامل مع العينات وتحتوى هذه الحجرة على كابينة سلامة بيولوجية وجهاز طرد مركزى وحضان وثلاجة أو أكثر .
- حجرة للتعقيم والاعدام وتحتوى هذه الحجرة على عدد ٢ أوتوكلاف (تعقيم + أعدام)، عدد ١ فرن هواء ساخن، عدد ٢ حوض لغسيل الأدوات التى سيعاد استخدامها بعد ادخالها فى الأوتوكلاف .
- حجرة لتحضير المستنبتات (الميديا) تحتوى على حمام مائى، أفران لتسوية الميديا، ثلاجات ،حضانات، جهاز لتقطير المياه .

ملحوظة :

- يجب توفير دولاب لتخزين وحفظ الكيماويات والصبغات.
- يمكن تحضير الصبغات والمستنبتات فى حجرة واحدة.

- بالاضافة الى الشروط الواجب توافرها فى (L1) يجب الالتزام بالآتى :

- تغلق النوافذ أثناء العمل .
- يصمم أثاث المعمل بحيث يكون سهل تنظيفه والقضاء على الحشرات والقوارض .
- توفير حوض لغسل الأيدي وشماعات للمعاطف .
- توفير بنشات مصنوعة من مادة مقاومة للتآكل من الماء أو الأحماض أو الكحول أو المطهرات الأخرى وتكون سهلة التنظيف (Epoxy) .

II. مستلزمات المعمل الوسطى (L2) :

- بالاضافة الى المستلزمات الموجودة بالمعمل الطرفى , يجب توفير الآتى :

- كابينة سلامة بيولوجية (Class II A 2)
- أوتوكلاف للتعقيم واخر للاعدام .
- جهاز طرد مركزى به غطاء لل rotor و bucket لكل زجاجة .
- سلة مهملات معدنية ذات غطاء معدنى حتى يسهل تعقيمها .

III. خطوات العمل :

- بالاضافة الى ما سبق ذكره فى L1 :
- يجب اتخاذ الحذر عند الدخول الى المعمل أثناء العمل .
- تكتب تعليمات على باب المعمل توضح :
 - (١) علامة الخطر .
 - (٢) اسماء المسئولين بالمعمل .
 - (٣) L2 .
- وضع المعطف (البالطو) المعملى أثناء العمل .

IV. التخلص من المخلفات :

- إعدام المخلفات البيولوجية قبل التخلص منها وذلك عن طريق وضعها فى أوتوكلاف الإعدام .
- تعقيم المستلزمات التى سيعاد استخدامها مثل الزجاجيات ورسلات المهملات المعدنية وذلك عن طريق وضعها فى أوتوكلاف التعقيم .

المعمل المرجعي L3**i. مكان العمل :-**

- بالاضافة الى الحجرات المطلوب تواجدها فى المعمل الوسطى، يستلزم توافر حجرة لعمل اختبارات الحساسية للعقاقير المضادة للدرر واختبارات التصنيف للميكروب بحيثى تحتوى على، كابينة سلامة بيولوجية، حمام مائى، ثلاجات، جهاز طرد مركزى، حضانات .
- يجب فصل المعمل عن بقية الحجرات التابعة للمعامل الأخرى.
- يجب توافر أبواب مزدوجة وبينهما ستارة هوائية ثققل ذاتيا ونوافذ يمكن احكام غلقها بحيثى تسمح باستخدام غاز تطهير للحجرة .
- يجب توافر مولد كهربائى لحالات القصور الكهربى المفاجىء .
- يجب أن يكون الضغط الجوى فى المعمل أقل منه خارج المعمل حتى لايسمح بخروج هواء ملوث من المعمل ويفضل وجود جهاز انذار يعمل فى حالة تغير مستوى الضغط ويضاف مرشح HEPA ذو مواصفات محددة (قطر الثقب فيه $0.3\mu\text{m}$) على مروحة العادم.

II . مستلزمات المعمل المرجعي :-

- بالاضافة الى ما سبق ذكره فى المعمل الوسطى:
- كابينة سلامة بيولوجية Class II A2 .
- أوتوكلاف فى نفس الحجرة أو إذا تعذر ذلك يجب نقل المواد الخطرة المطلوب إعدامها أو تعقيمها بحذر شديد وبتخاذ اجراءات السلامة المطلوبة .

III. خطوات العمل :

- بالإضافة الى ما سبق ذكره بالمعمل الوسطى L2 :
 - دخول المعمل بحذر والاقبال من الحركة أثناء العمل .
 - يكتب التعليمات الاتية على باب المعمل :
 - (١) علامة الخطر .
 - (٢) اسماء المسئولين بالمعمل .
 - (٣) L3 .
 - (٤) تحديد الخطورة البيولوجية .
 - (٥) ارتداء الواقيات الشخصية (البالطو أو الجاون احادي الاستخدام، ماسك وقفازات وواقي العين) قبل الدخول للمعمل .
- ملحوظة: لا يتم نقل الأجهزة والمستلزمات من معمل الى آخر .

IV. التخلص من المخلفات:

- بالإضافة الى ما سبق ذكره بالمعمل الوسطى L2 :
- يفضل توافر حوض سعته حوالي ٢-٥ لتر داخل كابينة السلامة يحتوى على ١٠٪ ديتول لإلقاء السوائل الملوثة والقطن والشاش وورق النشاف به .
- يجب توافر سلة المهملات المعدنية ذات الغطاء المعدنى .

كابينة السلامة البيولوجية

الشروط الواجب توافرها أثناء العمل في الكابينة :

- ١) يجب تحضير كل مستلزمات العمل قبل البدء في العمل .
- ٢) تشغيل الكابينة ومصباح الأشعة فوق البنفسجية لمدة نصف ساعة قبل بداية العمل.
- ٣) يجب اختبار اتجاه الهواء بالكابينة للتأكد من مروره خلال الفتحات وليس في اتجاه القائم بالعمل .
- ٤) تطهير أسطح الكابينة من الداخل باستخدام المطهر (كحول ٧٠٪ أو ديتول ١٠٪) ثم بقطن مشبع بماء مقطر معقم.
- ٥) لامتلاء الكابينة بمستلزمات غير مستخدمة حتى لا تتكسد الكابينة فيضطرب اتجاه الهواء بها .
- ٦) عدم وضع أى شىء فوق فتحات الهواء فى مقدمة الكابينة أو وضع اليدين أثناء العمل فوقها.
- ٧) تجمع الأدوات النظيفة على جانب والأدوات الملوثة على جانب آخر.
- ٨) يجب استخدام القفازات فوق فتحة الأكمام حتى لا يتسرب الهواء إليها ويستحب استخدام اكمام ذات الاستخدام الواحد او جاون باكمام ويتم التخلص منها بعد انتهاء العمل في الاكياس الحمراء.
- ٩) تحرك الأيدي بهدوء وببطء داخل الكابينة وعند إدخالها أو إخراجها من الكابينة حتى لا يضطرب اتجاه الهواء.
- ١٠) لا يستخدم اللهب داخل الكابينة حتى لا يضطرب اتجاه الهواء .
- ١١) تلقى الملوثات فى المطهر (ديتول ١٠٪) قبل إخراجها من الكابينة .
- ١٢) تطهر الأسطح الداخلية للكابينة بالكحول ٧٠٪ ثم الماء المقطر المعقم بعد الانتهاء من العمل.
- ١٣) تترك الكابينة تحت التشغيل لمدة ٥ دقائق بعد الانتهاء من العمل .
- ١٤) تغلق واجهة الكابينة ويتم تشغيل لمبة الأشعة فوق البنفسجية داخل الكابينة لمدة نصف ساعة
- ١٥) تنفذ أعمال الصيانة للكابينة سنويا من قبل الشركة أو الهيئه المسئولة .

أعمال التطهير والتخلص من المخلفات البيولوجية:

(١) التطهير باستخدام المطهر :

أمثلة للمطهر	طريقة عمل المطهر
كحول ايثيلي . كلورايد . فينول .	- تدمير الغشاء الدهني للخلية وخروج السائل الخلوي .
كلورايد . H ₂ O ₂ (ماء الأكسجين) . فينول .	- القضاء على البروتينات والانزيمات الأساسية للخلية (الموجودة بالسائل الخلوي) .

- المطهرات المستخدمة في معمل الدرن :

- ٧٠% كحول لتطهير الأيدي و الجلد , الجروح , الأسطح الداخلية للكابينة وال rotor التابع لجهاز الطرد المركزي .
- كلور او ديتول ١٠٪ : يسكب به السوائل المراد إعدامها ويظهر به الأسطح والأدوات .

(٢) التعقيم أو الإعدام :

- بالأوتوكلاف عند درجة الحرارة ١٢١ م° لمدة ٢٠ دقيقة للقضاء على البكتريا .

(٣) المخلفات البيولوجية :

- تجمع في الأكياس الحمراء المخصصة لهذه المخلفات ثم تنقل الى المحرقة بطريقة منتظمة .

(٤) استخدام الفورمالدهايد في التطهير :

- يستخدم لتطهير الأماكن صغيرة السعة مثل كابينة السلامة والحضان. يعادل بعد ذلك الفورمالدهايد بالنشادر حيث أنه مسرطن ويسبب حساسية. يفضل استخدام ماء الاكسجين H₂O₂ حيث انه آمن وغير مسرطن.

أعمال الصيانة بالمعمل

❖ مسئوليات العمال :

- تنظيف الأرضيات والأحواض بالماء والصابون يوميا .
- تجميع المخلفات يوميا .
- تنظيف النوافذ والحوائط والدواليب أسبوعيا .

❖ مسئوليات بقية أعضاء المعمل :

- وضع مخلفات العمل فى الكابينة فى الحوض المحتوى على محلول ٥ ٪ كلور او ديتول ١٠ ٪ وتركها لمدة ساعتين ثم إعدامها فى الأوتوكلاف .

❖ أعمال الصيانة للأجهزة فى المعمل L2,L3 :

- كابينة السلامة البيولوجية : -
- صيانة يومية بعد الانتهاء من العمل .
- تنظيف من الداخل بديتول ١٠ ٪ ثم بماء مقطر يتم تعقيمه ثم تجفف بالورق النشاف وتزال طاولة العمل وينظف ويطهر المكان تحتها بكحول ٧٠ ٪ ويشطف بالماء والصابون .
- صيانة سنوية للكابينة (تطهير ومعايرة) بواسطة الشركة المتخصصة.

جهاز الطرد المركزى : -

- إذا سكبت السوائل به , ينظف من الداخل ب ١٠ ٪ ديتول وماء وصابون ويراعى صيانتته كل ٦ شهور من قبل الشركة المتخصصة.

الحضان : -

- ينظف الحضان اسبوعيا بالكحول ٧٠ ٪ و تكون الصيانة العامة سنويا عن طريق الشركة.

الأوتوكلاف : -

- يشطف بالماء والصابون وينظف الفلتر شهريا .
- وتكون الصيانة العامة سنويا عن طريق الشركة .

الديب فريزر : - 20 م° و -80م°

- يزال الثلج المترسب على الباب مرة شهريا حتى يحكم غلق الباب ويتم إزالة الأتربة من الظهر الخلفى.
- تكون الصيانة العامة سنويا بواسطة الشركة المتخصصة.

الثلاجات :

- تكون الصيانة العامة سنويا أوعند اللزوم عن طريق اخلاء الثلاجات من المحتويات وفرزها وإختبار تاريخ انتهاء الصلاحية لهذه المحتويات والتخلص من المنتجات منتهية الصلاحية . كما تزال الأتربة من الظهر الخلفى لكل ثلاجة شهريا.

حالات الطوارئ

يعتبر الإهمال هو السبب الرئيسي لحالات الطوارئ .

أولاً . إذا سكبت مواد ملوثة داخل كابينة الحماية :

- يستخدم قفاز جديد .
- يوضع ورق نشاف على مكان السكب ويصب عليه ديتول ١٠٪ ويمسح المسكوب بالورق النشاف المشبع بالديتول . يكرر ذلك مرة أخرى ويلقى الورق بكيس النفايات. ينظف المكان بعد ذلك بماء مقطر و معقم ويجفف.
- يجب ترك الكابينة تعمل طوال فترة التنظيف والتطهير.
- إذا تسرب السائل المسكوب تحت طاولة العمل , تزال هذه الطاولة وينظف تحتها بما سبق ذكره .

ثانياً . إذا سكبت مواد ملوثة على المعطف المعملی (البالطو) :

- يخلع البالطو ويغسل جيداً بالماء والصابون ويجفف ويكوى وإذا كان ورقياً يلقى في كيس النفايات ويعدم في الأوتوكلاف .
- يستخدم البالطو آخر نظيف .

ثالثاً . إذا سكبت مواد ملوثة خارج كابينة السلامة :

- مثل سكب علب البصاق على الأرض - كسر زجاجات مزارع ايجابية النتيجة .
- يترك المعمل لمدة ساعة حتى يترسب الرذاذ المنبعث من المواد الملوثة ويصبح تحت مستوى الفم والأنف .
- يمنع دخول العاملين الي المعمل .
- يدخل المسئول للمعمل مرة أخرى بالبالطو والقفاز والقناع (الماسك) .
- يتم احتواء الانسكاب اولاً بالقطن او الشاش ثم يرمى بالسلة الخطرة يوضع المطهر و يترك لمدة نصف ساعة.
- يرفع محتوى المواد الملوثة وتلقى في الأكياس الحمراء .
- يتم تنظيف و تطهير المعمل بالكامل ثم يعرض للاشعة فوق البنفسجية لمدة نصف ساعة.

رابعاً . إذا سكبت مواد ملوثة على الجلد:

- يشطف الجلد بماء ساخن .
- يطهر الجلد بكحول ٧٠٪ .
- يضغط على الجلد بورق نشاف بعد تطهيره.

خامسا . إذا انثقب القفاز وجرح الجلد أثناء العمل :

- يخلع القفاز داخل الكابينة ثم تغسل الايدي بماء جاري .
- يطهر الجلد بكحول ٧٠٪ .
- إذا كان هناك نزيف، يغسل بالماء والصابون ويطهر ويتم الضغط على مكان النزيف بدون عسر لمكان الجرح.

سادسا . إذا سكبت مواد ملوثة في العين :

- تشطف العين لمدة 1/4 ساعة بالماء الجارى.
- تفتح العين أثناء عملية شطفها بالماء.

ملحوظة : عند حدوث أى حالة طوارئ بالمعمل :

- يبلغ مدير المعمل أو الطبيب المسئول .
- يكتب تقرير بالحادثة مبين به وصف الحادثة واسم المصاب والاجراء الذى اتخذ لضمان سلامة العاملين بالمعمل .

الشروط المطلوبة دوليا وعالميا لنقل مزارع الميكوبكتريا الدرنية (Mycobacterium Tuberculosis Complex)

- فى حالة نقل السلالات الدرنية خارج البلاد، يراعى الشروط الآتية:
- تعد مزارع الMTC من المواد المعدية (Category A) التى تحتوى على كم هائل من الميكروب الحى الذى يسبب المرض للانسان . كما تتضاعف الخطورة إذا كان الميكروب مقاوم للعقاقير المضادة له.
- المزارع إما أن تكون على ميديا صلبة (LJ) فى أنابيب أو زجاجات محكمة الغلق أو الأفضل أن تكون فى هيئة معلق من الميكروب فى ميديا سائلة (7H9) بحيث تكون الكمية 1.5ml من المعلق فى أنبوية (crytube 2 m).
- كل أنبوية تلف فى ورق نشاف وتوضع مع بقية الأنابيب أمثالها فى عبوة اخرى محكمة الغلق وتلك العبوة الأخيرة توضع فى عبوة أكبر مصنوعة من مادة الفيبير المتعرج أو الكرتون أو الخشب بحيث ترسم عليها علامة الخطر (الحذر) من الخارج.

التعقيم

١. جميع العينات والمزارع والمواد المستخدمة في المعمل يجب تعقيمها قبل إعدامها أو إعادة استخدامها .
٢. يتم التعقيم في الأوتوكلاف لمدة ٢٠ دقيقة في درجة حرارة ١٢١°م (١,٢ ضغط جوي) للمحاليل عدا المواد البروتينية والسكريات .
٣. يجب التأكد من كفاءة الأوتوكلاف باستخدام المؤشرات البيولوجية أو الكيميائية مع كل دورة تعقيم.
٤. يراعى تنظيف الأوتوكلاف يوميا من الداخل والتأكد من وجود الكمية الكافية من الماء قبل تشغيله.
٥. عدم تكديس الأوتوكلاف لتترك فرصة لدورة البخار وإخراج الهواء.
٦. حساب وقت التعقيم عند الوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة و ليس عند بدء التشغيل .
٧. عدم فتح الجهاز قبل ان يبرد تماما .
٨. تعقم الزجاجيات في فرن الهواء الساخن عند درجة ١٨٠°م لمدة نصف ساعة .

الطرق المعملية لتشخيص الدرن

العينات:

- أنواع العينات:

اولا : في حالات الدرن الرئوي

١- البصاق.

٢- الغسيل الشعبي.

ثانيا : في حالات الدرن خارج الرئة

١- البول.

٢- البراز.

٣- سوائل الجسم مثل سائل الاستسقاء (Ascitis)، ارتشاح تامورى (Pericardial effusion)، سائل بللورى (Pleural effusion)، سائل النخاع (C.S.F).

٤- البذل من الغدد الليمفاوية.

- طرق التعامل مع العينات المختلفة : جمعها - حفظها - نقلها

البصاق (Sputum) :

- يجمع فى أكواب بلاستيك نظيفة ذات غطاء محكم و فوهة واسعة و يفضل ان تكون معقمة فى حالة طلب مزرعة .
- ينصح المريض بغسل الفم جيدا أو عمل مضمضة لإزالة بقايا الطعام أو الأدوية .
- يسعل المريض عدة مرات للتأكد من الحصول على العينة من داخل الرئة والشعب الهوائية.
- تؤخذ ٣ عينات على يومين متتاليين من المريض أحدهما عينة الصباح الباكر .
- يكفى لعمل الفحوص اللازمة من ٥-١٠ ملي بصاق فى حالة المزرعة و ٣-٥ ملي فقط فى حالة الفحص المباشر.

البول (Urine) :

- يجمع بول الصباح الباكر فى زجاجة نظيفة و جافة وتحفظ بعيدا عن الضوء و فى مكان بارد (الثلاجة)
- يفضل فحص ٥ عينات فى خمسة أيام متتالية لأن إفراز عصيات الدرن يكون متقطعا وترسل يوميا للمعمل .
- تترك العينة حتى تترسب ثم تدار فى جهاز الطرد المركزى و يؤخذ الراسب لعمل الفيلم ثم المزرعة.

سوائل الجسم (Body Fluids): - مثل :

سائل الاستسقاء (Ascitis)، ارتشاح تامورى (Pericardial effusion)، سائل بلورى (Pleural effusion)، سائل النخاع الشوكى (C.S.F).

- يجب جمع هذه العينات تحت احتياطات تعقيم معينة (Aseptic conditions) في أنابيب أو زجاجات تحتوي علي مادة مانعة للتجلط مثل أوكسالات (oxalates) أو سترات (citrates) الصوديوم.
- هذه السوائل عادة ما تكون محتوية على عدد قليل من العصيات ومن الصعب اكتشافها في الفحص المباشر أو المزارع .
- ولزيادة فرصة اكتشاف عصيات الدرن : يجب جمع أكبر كمية من السائل وزرع عدد كبير من زجاجات المستنبتات .
- وقد وصف العالم (Eberle) طريقة لزيادة فرص اكتشاف العصيات في السوائل المختلفة :
 - ١ . يسحب السائل بكمية كبيرة في زجاجة معقمة .
 - ٢ . يضاف نقطتان من ٢٠ ٪ سترات الصوديوم المعقم لكل ١٠ مل من السائل .
 - ٣ . يدار السائل في جهاز الطرد المركزي بسرعة عالية لمدة ٣٠ دقيقة .
 - ٤ . يسحب السائل الفوقي (Supernatant) بواسطة ماصة باستير ويترك الراسب .
 - ٥ . يلحق جزء من الراسب علي طبق أجار دم ويحضن لليوم التالي .
 - ٦ . يحفظ باقي الراسب في الثلاجة .
 - ٧ . يزرع الراسب علي أكبر عدد من زجاجات المستنبتات إذا لم يظهر نمو علي طبق أجار الدم.
 - ٨ . يجب معاملة الراسب قبل الزرع بنفس الطريقة التي يعامل بها البصاق (طريقة التطهير والتركيز Concentration & Decontamination) إذا احتوى طبق أجار الدم علي ميكروبات .

حفظ ونقل العينة:

الحفظ :

- ◆ لايزيد الوقت بين أخذ العينة وزرعها عن ثلاثة أيام في حالة البصاق اما البول وباقي سوائل الجسم تزرع بعد سحبها مباشرة.
- ◆ تحفظ عينات البصاق في الثلاجة لحين نقلها وتنقل لمكان زرعها مرتين في الأسبوع.

النقل:

- ◆ تنقل العينات في عبوات خاصة معقمة ومحكمة الغلق وتوضع في راكات خاصة يحمل كل راك من ٢٠-٣٠ عبوة توضع أفقياً في الراك وتحاط كل عبوة بقطن حتى يمتص أى سائل مسكوب . يفضل وضع الراكات في ثلاجات متنقلة محكمة الغلق وتكون بعيدة عن أشعة الشمس.
- ◆ توضع الاستمارات المرفقة بعيداً عن العينات . ترفق استمارة مع كل ثلاجة متنقلة توضح محتوياتها وأسماء المرضى .

- ◆ قبل التحرك بالثلاجة المتحركة المحتوية على العينات ، يجب مراعاة الاتي :
- ١. مقارنة الأرقام الموجودة على العبوات بالأرقام التي بالاستمارة المرفقة .
- ٢. مقارنة عدد العينات بالثلاجة بعدد العينات المكتوبة بالاستمارة المرفقة .
- ٣. وجود المعلومات الكافية للمرضى على الاستمارة المرفقة .
- ٤. وجود تاريخ نقل العينات واسم المركز المأخوذ منه العينات على الاستمارة المرفقة .

إستلام العينة:

- ◆ يفضل استلام العينة فى مكان مخصص لاستلام العينات .
- ◆ تفتح الثلاجة المتحركة فى كابينة السلامة البيولوجية إن وجدت .
- ◆ يراعى الاتي عند إخراج العينات :
- ١. لبس القفازات أثناء اخراج العينات .
- ٢. فحص العينات وملاحظة وجود أى سائل منسكب .
- ٣. تعقيم الثلاجة بفوطة مشبعة بـ٥٪ فينول من الخارج .
- ٤. فتح الثلاجة بحرص ويلاحظ وجود أى عبوات مكسورة . اذا وجدت عبوات مكسورة فيطلب عينات أخرى من نفس المريض وتعقم العينات التالفة ثم تحرق .
- ٥. مقارنة الأرقام على العبوات بالأرقام على الاستمارة .
- ٦. تعقيم الثلاجة من الداخل بفوطة مشبعة بـ٥٪ فينول .
- ٧. التخلص من القفازات بالتعقيم والحرق .
- ٨. غسل الأيدي بالماء والصابون ثم ٧٠ ٪ كحول .

حفظ ونقل المزارع:

- ◆ توضع العينات المزروعة على المستنبت فى الحضان عند درجة ٣٥-٣٧°م لحين ظهور المستعمرات عليها أو حتى يمر عليها ٨ أسابيع .
- ◆ تحفظ المزارع الإيجابية فى الثلاجة عند درجة ٢ - ٨°م لحين نقلها .
- ◆ تنتقل المزارع الإيجابية بنفس الراكات السابق وصفها فى نقل عبوات البصاق ولكن لا داعى لوضع القطن حولها، ثم توضع فى الثلاجة المتحركة لنقلها إلى المعمل المركزي لعمل اختبارات الحساسية لها .

II-الاختبارات المتبعة في التشخيص

أولا الطرق التقليدية في التشخيص:

١-الفحص المجهرى المباشر:

المزايا :

١. وسيلة سريعة للتشخيص .
٢. قليلة التكاليف .
٣. لا تحتاج إلي مهارة فائقة أو تجهيزات معقدة .
٤. يعطى مؤشرا تقريبا (Rough index) لعدد العصيات في العينة .
٥. اكتشاف المريض المعدى (infectious) وكذلك متابعة المريض أثناء العلاج .

العيوب :

١. يعتبر من الوسائل الأقل حساسية لاكتشاف المرض (Less sensitive)
٢. أشار العالم Cummings إلي أن عينة البصاق لا تكون إيجابية في الفحص المجهرى إلا في حالة وجود (٥٠٠٠-١٠٠٠٠٠ عصية / مل) .
٣. لا يفرق بين عصيات الدرن النموذجية وغير النموذجية (Less specific) .

أ: صبغة الزيل نلسن (Ziehl Neelsen) – (Z.N.)

تحضير الكواشف

١- محلولاً لفوكسين الكحولي المركز:

١٠ جم	فوكسين قاعدي (basic fuchsin)
١٠٠ مل	كحول إثيلي ٩٥ %

ملحوظة : يمكن تحضير محلول الفوكسين بـ ٣ جم حسب جودة الصبغة.

٢- محلول الفينول ٥ % :

٥٠ جم	بلورات فينول
٩٥٠ مل	ماء مقطر

تسيل بلورات الفينول في حمام مائي ثم يؤخذ منها ٥٠ مل في مخبار وتضاف إلي الماء المقطر حتى ١ لتر

٣- تحضير صبغة الزيل نلسن الشغالة:

١٠٠ مل	محلول الفوكسين الكحولي المركز
٩٠٠ مل	محلول فينول ٥ %

تخلط وترج جيدا ثم ترشح في زجاجة بنية اللون .

يكتب أسم الصبغة وتاريخ التحضير علي الزجاجاة وتحفظ بعيدا عن الضوء .

٤- تحضير الكحول الحمضي (محلول التبهيت):

٩٧٠ مل	- كحول مثيلي ٩٥ %
٣٠ مل	حامض الهيدروكلوريك المركز

ملحوظة :يضاف الحامض الي الكحول دائماً وليس العكس.

٥- الصبغة المبينة : (Contrast or Counter stain) :

٠,١ جم	- كلوريد أزرق المثيلين
١٠٠ مل	ماء مقطر

يمزج لإذابته جيدا .

طريقة العمل

١- طريقة إعداد المسحات :



الترقيم :ترقم الشرائح علي طرف الشريحة بالحفر بواسطة القلم ذو الطرف الماسي او يكتب علي الجزء المصنفر من الشريحة.



الفرد :ينقل الجزء الصلب المتقيح من العينة إلي الشريحة بواسطة عيدان خشبية كما في حالة البصاق أو بعروة الزرع كما ينقل الراسب بواسطة ماصة باستير في حالة البول وغيره من السوائل بعد تدويره في جهاز الطرد المركزي.

تفرد العينة بعروة الزرع السالك بمساحة 2×1 سم بحيث تكون متجانسة ورقيقة بقدر الإمكان .

يفضل عمل المسحة في صورة دوائر حلزونية متداخلة ومكررة كما في الرسم .

ملحوظة: يجب عدم مزج العينة لان هذا يؤدي إلى تخفيفها.

التجفيف: تجفف الشريحة في الهواء لمدة ١٥-٣٠ دقيقة وينصح بعدم استعمال اللهب .



يجب عدم تعرض المسحة لضوء الشمس المباشر أو U.V. أو للحرارة الشديدة حيث يفقد الميكروب خاصية Acid - Fastness .

التثبيت: يثبت الفيلم بتمريره فوق موقد بنزن ثلاث مرات لمدة ٣-٥ ثوان.

تطهير المواد الملوثة: بإلقائها في وعاء معدني ذو غطاء وغير قابل للصدأ به مطهر ثم تعدم في الأوتوكلاف .

يجب حرق العروة السالك بين كل عينة وأخري بعد وضعها في زجاجة بها رمل وكحول لإزالة أي عالق بها حتى لا ينتشر الرذاذ بالمعمل.

٢- طريقة الصبغة :

• توضع الشرائح علي الحامل (١٠-١٢ شريحة علي الأكثر) بحيث يكون السطح المفرد عليه الفيلم لأعلي والطرف المرقم في اتجاه القائم بالعمل . وتوضع الشرائح متباعدة.

• يغطي الفيلم بقطعة من ورق الترشيح .

• يغطي سطح الشرائح بأكمله بالفوكسين القاعدي .

• يتم التسخين بلطف حتى يظهر بخار وذلك باستخدام قطعة من القطن علي مرود وتبلل بالكحول مع تجنب الغليان أو جفاف الصبغة وتكرر هذه العملية من ٢ - ٣ مرات .

• تترك الصبغة الدافئة علي الشريحة من ٧-١٠ دقائق .





• تشطف كل شريحة علي حدة بعد إزالة ورق الترشيح بواسطة ملقط (جفت) وإلقائه في وعاء الإعدام .



• يتم التخلص من ماء الشطف بوضع الشريحة مائلة بواسطة الجفت وتغطي الشرائح كل منها بمحلول إزالة اللون (الكحول الحمضي) لمدة ٣ دقائق ثم تشطف بماء الصنبور وتكرر هذه الخطوة حتى يزول اللون تماما .
• تشطف الشرائح بالماء الجاري كل علي حدة في وضع مائل وبرفق .
• توضع الشرائح على الحامل وتغطي بالصبغة المبينة (counter stain) لمدة ٦٠ ثانية .



• تشطف وتترك لتجف في الهواء بعيداً عن ضوء الشمس (لا يستعمل ورق الترشيح في التجفيف) .
• يجب تجنب إجراء الصبغة لعدد كبير من الشرائح في آن واحد بسبب الاحتمال الفعلي لانتقال التلوث من شريحة لأخرى .



٣- طريقة الفحص بالمجهر:



يستخدم المجهر ثنائي العدسة العينية (Binocular) ذو مصدر ضوئي كهربائي


- يرفع المكثف لأعلي ويفتح الحجاب لآخره مع ضبط الضوء الكهربى .

- توضع الشريحة علي المسرح بعد وضع نقطة زيت سيدر على طرف الفيلم .

- لتجنب تلوث الزيت يجب عدم لمس الشريحة بالمرود الزجاجي أو قطارة الزيت ولكن تترك نقطة الزيت لتسقط على الشريحة .

- تفحص الشريحة بواسطة العدسة الزيتية ذات التكبير $100 \times$.

- يفحص ما لا يقل عن ٣٠٠ حقل مجهري قبل إعطاء النتيجة سلبية وذلك بفحص ٣ خطوط طولية بطول الفيلم - كما فى الرسم ثم عشوائياً .



تظهر عصيات الدرن في شكل عيدان رفيعة حمراء مقوسة بعض الشيء محببة إلي حد ما، منفردة أو مزدوجة أو مجموعات وتكون واضحة تماما على الخلفية الزرقاء. تعد العصيات الصامدة للحمض (AFB) ويسجل العدد في سجل النتائج بالشفرة المتفق عليها :-

+++	أكثر من ١٠ عصيات في كل حقل مجهري
++	من ٤-٩ عصيات في كل حقل مجهري
+	من ١-٣ في ١٠٠ حقل مجهري
يكتب العدد	من ٤-٩ في ١٠٠ حقل مجهري
سلي	عدم وجود عصيات

بعد الفحص والتأكد من الرقم لكل شريحة تمسح بقطعة من الشاش مبللة بالزيتول للتخلص من زيت الغمر وتوضع في صندوق خاص بالشرائح حسب ترتيبها في سجل المعمل.

- يجب مسح العدسة الزيتية بعد فحص كل شريحة بقطعة من الشاش النظيف.



ب: صبغة فلوروكروم (Fluorochrome)

تستخدم صبغة فلوروسنتية لصبغ العصيات المقاومة للحمض مع استخدام صبغة مبيئة للخلفية مثل برمنجنات البوتاسيوم او باستخدام اكريدين برتقالي (Acridin orange).

تحضير الكواشف**أ- الصبغة :****محلول (أ):**

اورامين (Auramine)	٠,١ جم
كحول إثيلي ٩٥ %	١٠ مل

محلول (ب):

بلورات الفنيول	٣ جم
ماء مقطر	٨٧ مل

- يمزج المحلولان (أ+ ب)
- يحفظ في زجاجة بنية اللون و محكمة الإغلاق بعيدا عن الحرارة و الضوء .
- ملحوظة : إذا وجدت عكارة مع طول فترة التخزين لا يعني هذا فقد الفاعلية .

ب - محلول مزيل اللون :

حمض الهيدروكلوريك المركز	٠,٥ مل
الكحول الإيثيلي ٧٠ %	١٠ مل

ملحوظة :

إذا وجدت عكارة مع طول فترة التخزين لا يعني هذا فقد الفاعلية .

ج - الصبغة المبيئة:**١- برمنجات البوتاسيوم:**

برمنجات البوتاسيوم	٠,٥ جم
ماء مقطر	١٠٠ مل

تحفظ في زجاجة بنية.

٢- أكريدين برتقالي:

فوسفات الصوديوم الثنائي القاعدية اللامائي	٠,٠١ جم
ماء مقطر	١٠٠ مل
الأكريدين البرتقالي	٠,٠١ جم

يضاف الاكريدين البرتقالي بعد اذابة فوسفات الصوديوم في الماء المقطر ويذاب جيدا ثم يحفظ في زجاجات بنية اللون محكمة الإغلاق .

طريقة العمل

- تثبيت المسحات علي الشرائح بالتسخين .
- تغمر الشرائح بالأورامين لمدة ١٥ دقيقة بدون تسخين .
- تشطف بماء الصنبور ويسكب الماء .
- يزال اللون بالكحول الحمضي لمدة دقيقتين .
- تشطف بماء الصنبور ثم يسكب الماء .
- تغمر الشرائح بالصبغة المبينة ١ أو ٢ لمدة لا تزيد عن ٤ دقائق .
- تشطف بالماء ثم يسكب .
- تترك لتجف في الهواء .
- تفحص مباشرة بعد الصبغة .

الفحص المجهرى :

- تفحص بالمجهر الاستشعاعي (Fluorescent Microscope)
- .BG-12or 5113 Primary filter with an OG-1 barrier filter system
- في هذا النظام تشع العصيات المقاومة للحمض ضوء اصفر متألق
- (Bright Yellow Fluorescence) .
- مع الصبغة المبينة ببرمنجنات البوتاسيوم تشع الخلفية ضوء أصفر باهت يختلف عن لون العصيات ، أما مع الأكريدين البرتقالي فالخلفية تصبغ باللون الأحمر أو البرتقالي التي تختلف كلية عن الضوء المنبعث من العصيات .
- يمكن عمل فحص دقيق وسريع للأفلام بالعدسة الشيئية ذات التكبير $\times 10$ وفي بعض الأحيان نحتاج إلي الفحص بواسطة العدسة $\times 40$ أو $\times 45$ للتحقق من شكل العصيات .
- يجب التأكد من الشرائح الإيجابية بصبغها بصبغة Z.N بدون إزالة الأورامين .

ج: صبغة الكينون (الصبغة الباردة)

تحضير الكاشف:

٤ جرام	فوكسين قاعدى
٢٠ مل	كحول إثيلي ٩٥%
١٠٠ مل	ماء مقطر
٨ جرام	بللورات الفينول المذابة

تحضير محلول مزيل اللون والصبغة المبينة كما فى طريقة ال (ZN).

الخطوات:

- ١- تثبيت الفيلم على الشريحة بواسطة اللهب.
- ٢- يغطى سطح الشريحة بصبغة الكينون كاربول فوكسين من ١٠ - ١٥ دقيقة بدون تسخين.
- ٣- تشطف الشرائح لإزالة الصبغة بالماء المقطر.
- ٤- يزال اللون بمحلول الكحول الحمضى لمدة ٣ دقائق.
- ٥- تشطف بالماء المقطر وتكرر الخطوة السابقة لإزالة اللون الأحمر تماما.
- ٦- توضع الصبغة المبينة (الميثيلين الازرق).
- ٧- تشطف بالماء وتترك لتجف فى الهواء وتفحص كما سبق.

ثانياً - المزارع الدرنية

أنواع المستنبتات (Media) المستخدمة لزراعة ميكروب الدرن

أولاً : المستنبتات الصلبة (Solid Media)

أ - المستنبتات الصلبة المحتوية على البيض

لوفنشتاين جنسن Lowenstein Jensen

ستون برينك Stone Brink

• المميزات :

- ١- ذات حساسية عالية (Highly sensitive) حوالي ٩٨ ٪ .
- ٢- قليلة التكاليف .
- ٣- يمكن منها عمل الحساسية للأدوية النوعية المعالجة للدرن .
- ٤- يمكن التعامل مع كافة العينات الواردة .

• العيوب :

- ١- بطء نمو الميكروب حيث يستغرق من (٣ - ٨ أسابيع) .
- ٢- تحتاج إلى تركيز وتطهير بعض العينات التي تحتوى على ميكروبات ملوثة (Flora) مثل البصاق - الصديد - البول وغيره .
- ٣- قد تحدث تلوث للمزرعة (٣ - ٤ ٪) من حجم العمل .

ب - المستنبتات الصلبة المحتوية على الأجار

ديوبس أوليك أسيد - Dubos Oleic Acid Media

Middle Brook 7 H 11

ثانياً : المستنبتات السائلة (Solid Media)

Middle Brook 7 H9, 7 H12

طرق تحضير المستنبتات الصلبة

أ- مستنبت Lowenstein Jensen

تحضير الأملاح

المادة	الاسم الكيميائي	الكمية
فوسفات أحادي البوتاسيوم	KH_2PO_4	٢,٤ جم
كبريتات الماغنسيوم	$Mg SO_4$	٠,٢٤ جم
سترات الماغنسيوم		٠,٦ جم
اسبراجين		٣,٦ جم
جليسرين		١٢ مل
ماء مقطر		٦٠٠ مل

يضاف الماء المقطر قبل إضافة الجلسرين ويذاب الخليط في حمام مائي وبعد إضافة الجلسرين تذاب الأملاح جيداً ثم تعقم في الأوتوكلاف عند درجة حرارة ١٢٠م لمدة ٣٠ دقيقة .



ب- تحضير البيض : ١ لتر:

- يجب استعمال بيض حديث الإنتاج (أسبوع أو أقل) .
- يغسل البيض جيداً بالفرشاة وينقع في صابون سائل ٥٪ ويترك لمدة ٢/١ ساعة .
- يشطف بالماء الجارى لإزالة الصابون كلية ويجفف ثم يوضع البيض في كحول ٧٠٪ لمدة ١٥ دقيقة .
- يكسر البيض كل على حدة في طبق بترى معقم للتأكد من أنه طازج بواسطة ملعقة معقمة وتوضع في دورق معقم ثم يمزج صفار البيض بالبياض ويرشح من خلال عدة طبقات من الشاش المعقم بواسطة قمع معقم .


ج- ملاكيت اخضر ٢٠ مل ٢٪ .

- يحضر في فلاسك معقمة بوزن ٢ جم ملاكيت أخضر + ١٠٠ مل ماء مقطر معقم ويذاب في حمام مائي ولا يعقم في الأوتوكلاف ويتم تحضيره في نفس اليوم.


- بعد أن تبرد الأملاح يضاف إليها مزيج البيض ١ لتر والملاكيث الأخضر .
- تصب في زجاجات خاصة معقمة ذات غطاء حلزوني (Screw - capped) 6 مل لكل زجاجة .



تسوى المستنبتات في فرن التسوية (Inspissator) في وضع مائل عند درجة حرارة ٨٥°م لمدة ٥٠ دقيقة .



بعد أن يتم تسوية المستنبتات يجب التأكد من الآتى :



- تسوية المستنبت في حرارة ٨٥°مئوية وليس أكثر والدليل على ذلك عدم وجود فقعات هواء كثيرة كما في الصورة. خلوها من التلوث بوضعها في الحضان من ٢ - ٤ ايام عند درجة حرارة ٣٧°م ثم تحفظ بعد ذلك في الثلاجة

٢- ستون برينك Stonebrink:

أ- الأملاح:

فوسفات أحادية البوتاسيوم	KHPO_4	٧ جم
فوسفات ثنائية الصوديوم	Na_2HPO_4	٤ جم
بيروفات الصوديوم		١٢,٥ %
ماء مقطر		التر

تذاب الأملاح ثم تعقم في الأوتوكلاف عند درجة ١٢٠م لمدة ٣٠ دقيقة .

ب- مزيج البيض:

- يحضر ٢ لتر كما في طريقة تحضير مستنبت Lowenstein Jensen.

ج- ملاكيت أخضر ٢% ٤٠ مل (تحضر كما سبق) :

- يضاف محلول الأملاح ١ لتر بعد ان يبرد ومزيج البيض ٢ لتر والملاكيت.
- الأخضر ٤٠ مل ويمزج جيداً في ظروف تعقيم جيدة ثم يصب في زجاجات.
- معقمة كما سبق شرحه وتسوى ثم يجرى اختبار التعقيم ثم تحفظ في الثلاجة .
- يستخدم هذا المستنبت في زرع ميكروب الدرن من أصل حيواني Bovine strain لأنها تفضل البيروفات عن الجليسرين.

ملحوظة:

- عند تحضير تشغيلة جديدة من مستنبت L-J يجب اختبار جودته في زرع ميكروب الدرن وذلك بتلقيح عدد ٢ من زجاجات المستنبت المحضرة حديثاً بواسطة معلق من مستعمرة ايجابية للميكوبكتيريا وتحسينها مع بقية العينات.

طريقة الزرع على المستنبتات الصلبة

- طريقة تركيز وتطهير العينات قبل الزرع (Concentration & decontamination) للحصول على مزارع جيدة يجب أولاً القضاء على البكتريا المتعايشة (commensals) فى العينات الملوثة مثل البول والبصاق والصدید ومسحات الحلق.

أ - طريقة الصودا الكاوية : (Petroff's method)

- تستخدم هذه الطريقة لمعظم العينات وبالذات العينات المتماسكة اللزجة (tenacious) لأن الصودا تعمل على إذابة المواد العضوية كما تقضى على الميكروبات المتعايشة وتستخدم فى حالة البصاق - الصدید .
- ولكن يجب أن يوضع فى الاعتبار ألا تزيد مدة تعرض عصيات الدرن للصودا الكاوية عن ٣٠ - ٤٥ دقيقة حتى لا تتأثر حيوية الميكروب (viability) وتعطى مزرعة سلبية كاذبة .

الطريقة :

- يضاف مقدار من الصودا الكاوية المعقمة بتركيز ٤ ٪ مساو للعينة وتغلق الزجاجية جيداً.




- توضع فى الهزاز لمدة ٢٠ دقيقة .
- تدار فى جهاز الطرد المركزى لمدة ١٥ دقيقة بسرعة ٣٠٠٠ دورة / دقيقة .
- يؤخذ الراسب الناتج ويعادل بواسطة حامض الهيدروكلوريك (N ١) المضاف إليه الفينول الأحمر ككاشف للرقم الهيدروجينى نقطة نقطة حتى نحصل على نقطة التعادل .



- يلقح ٢ زجاجة L. + ١ زجاجة Stonebrink بوضع ٢-٣ نقط من الراسب المتعادل بواسطة ماصات باستير معقمة.



- توضع المستنبتات الملقحة في وضع مائل لمدة ٢-٤ أيام في الحضان حتى يتم توزيع الراسب على سطح المستنبت مع مراعاة عدم غلق الغطاء كاملاً ثم يعدل وضعها ببقية فترة التحضين التي تستمر لمدة ٦ إلى ٨ أسابيع عند درجة حرارة من ٣٥ إلى ٣٧م مع ضرورة غلق الغطاء بإحكام حتى لا يجف المستنبت .



طريقة تحضير محلول التعادل :

- أ- حامض الهيدروكلوريك المدخن Fuming 37% 72 مل .
- ب- الفينول الأحمر ١% ١ مل .
- ج- يضاف ماء مقطر معقم حتى ١ لتر ثم يصب في أنابيب اختبار ويعقم في الأوتوكلاف .

نقطة التعادل:

هي أول نقطة تحول المحلول إلى اللون الأصفر .

ب - طريقة الـ NALC:

(N-acetyl-L- cysteine sodium hydroxide method)

المميزات :

- ١- يزيد من حيوية العصيات الحية مما يضاعف من النتائج أو المزارع الإيجابية .
- ٢- فصل ميكروب الدرن من العينات التي تحتوي على عدد قليل من عصيات الدرن .
- ٣- يحافظ على شكل عصيات الدرن مما يؤدي إلى سهولة الكشف عليها أثناء الفحص الميكروسكوبى .

التركيب : الوظيفة:

N-acetyl-L- cysteine يؤدي إلى تكسير المخاط.

الصودا الكاوية تعمل على قتل البكتريا غير الدرنية الموجودة بالعينة.

ملحوظة: يعمل ملح سترات البوتاسيوم المضاف على التخلص من أيونات المعادن الثقيلة التي قد توجد بالعينة وتؤدي إلى وقف عمل الـ Acetyl cysteine .

طريقة التحضير :

لتحضير ١٠٠ مل من NaOHcysteineN acetyl-L :-

- ١- يعقم ٤ ٪ من الصودا الكاوية (٤ جم صودا كاوية + ١٠٠ مل ماء مقطر) .
- ٢- يعقم ٢,٩ ٪ سترات الصوديوم (٢,٩ جم سترات صوديوم + ١٠٠ مل ماء مقطر).
- يؤخذ ٥٠ مل من المحلول (١) + ٥٠ مل من محلول (٢) + ٠,٥ جم من بودرة الـ NALC .
يوضع في زجاجة ويستخدم هذا المحلول خلال ٢٤ ساعة فقط .

تحضير محلول الفوسفات المنظم الرقم الهيدروجيني ٦,٨

محلول رقم (١)

- ١٠٠ مل ماء مقطر ← يضاف إليها ١,١٩٢ جم من صوديوم ثنائي الفوسفات
- ٥٠٠ مل ماء مقطر ← يضاف إليها ٥,٩٦ جم من صوديوم ثنائي الفوسفات
- ١٠٠٠ مل ماء مقطر ← يضاف إليها ١١,٩٣ جم من صوديوم ثنائي الفوسفات

محلول رقم (٢)

- ١٠٠ مل ماء مقطر ← يضاف إليها ٠,٩١٢ جم من فوسفات أحادي البوتاسيوم
- ٥٠٠ مل ماء مقطر ← يضاف إليها ٤,٩٦ جم من فوسفات أحادي البوتاسيوم
- ١٠٠٠ مل ماء مقطر ← يضاف إليها ٩,١٢ جم من فوسفات أحادي البوتاسيوم

ثم يضاف ٥٠ مل من محلول رقم (١) + ٥٠ مل من محلول رقم (٢)

تحضير نالك (NALC - NaOH) :

(NALC Powder)	٢,٩ ٪ سترات الصوديوم	Na OH % 4	الحجم المطلوب تحضيره
٠,٢٥ جم	٢٥ مل	٢٥ مل	٥٠ مل
٠,٥ جم	٥٠ مل	٥٠ مل	١٠٠ مل
١ جم	١٠٠ مل	١٠٠ مل	٢٠٠ مل

يستخدم هذا المحلول في خلال ٢٤ ساعة .

الخطوات :

- ١- يؤخذ في أنبوبة سنترفيوج معقمة (فالكون حجم ٥٠ مل) مقدار من ال نالك هيدروكسيد الصوديوم (NALC - NAOH) مع مقدار مساوى من العينة.
- ٢- توضع في الهزاز (Vortex) لمدة ٥ - ٢٠ ثانية .
- ٣- تترك لمدة ١٥ دقيقة في درجة حرارة الغرفة .
- ٤- يضاف محلول الفوسفات المنظم (buffer phosphate) ذو الرقم الهيدروجيني ٦,٨ (PH 6.8) حوالى ٣٠ - ٤٠ مل .
- ٥- تخلط جيداً ثم توضع في جهاز الطرد المركزي (Centrifuge) لمدة ١٥ دقيقة عند ٣٠٠٠ لفة / دقيقة .Relative Centrifugal force
- ٦- يصب السائل الفوقى .
- ٧- تكرر هذه الخطوات اذا كان البصاق شديد اللزوجة.
- ٨- يتم زرع الراسب على مستنبت ال L.L كما في طريقة ال Petroff بعد إضافة عدة نقط من محلول الفوسفات المنظم .

الخطوات المتبعة حتى تقرأ المزارع

- تختبر المزارع بعد تلقيحها بـ ٧٢ ساعة للتأكد من تبخر السائل من المستنبت وغلق أغشية الزجاجات بإحكام قبل أن يجف المستنبت وأيضاً لفحص المستعمرات الملوثة إن وجدت .
- بعد ذلك تفحص المزارع مرة كل أسبوع حتى مرور ٨ أسابيع، وإذا لم يتيسر ذلك فتفحص ٣ مرات :
 - ١- بعد أسبوع لتحديد الميكوبكتريا سريعة النمو حتى لا تختلط بالميكوبكتريا الدرنية .
 - ٢- بعد ٣-٤ أسابيع لتحديد المزارع الايجابية للميكوبكتريا الدرنية .
 - ٣- بعد ٨ أسابيع لتحديد المزارع الايجابية للميكوبكتريا الدرنية بطيئة النمو، قبل اعطاء النتيجة السلبية .
- ملحوظة: لا بد أن تحمل الزجاجات تاريخ تلقيح المزرعة حتى يمكن حساب وقت قراءتها .

عند وجود مزارع ملوثة، يراعى الآتى :

- ١- اذا كان سطح المستنبت ملوثاً كله أو إذا كان لون المستنبت متغيراً أو إذا لم يكن المستنبت صلباً و متماسكاً تعقم وتعدم .
- ٢- إذا كان التلوث يغطي جزءاً من سطح المستنبت ويبقى بقية السطح سليماً وذا لون غير متغير تترك في الحضان حتى تقرأ أو تعطى نتيجة سلبية بعد ٨ أسابيع .
- ٣- اذا حدث نمو على المستنبت فى الأسبوع الثامن والأخير ، فذلك يمكن أن يكون تلوثاً أو ميكروبكتريا درنية. وللتأكد، يحضر فيلم من المستعمرات النامية ويصبغ بالزئيل نيلسن ويفحص لمعرفة ما إذا كانت المزرعة ايجابية أم سلبية وذلك بوجود عصيات مقاومة للحمض والكحول AFB .

قراءة المزرعة :

- الشروط الواجب توافرها حتى تكون مستعمرة ميكوبكتريا درنية :
- تكون خشنة السطح، سكرية اللون، متعرجة كالكورنبيط تنمو فى مدة بين ٣-٨ أسابيع (إذا نمت أثناء الأسبوع الأول فهى ميكوبكتريا سريعة النمو).



للتأكد من أن المستعمرة للميكوبكتريا الدرنية يؤخذ جزء من المستعمرة بإبرة الزرع ويذاب فى نقطة من محلول الملح (Saline NaCl) على الشريحة فيعطى مظهراً معلقاً حيث أن الميكوبكتريا الدرنية لا تذوب فى محلول الملح. تترك العينة على الشريحة لتجف، ثم تثبت على النار وتصبغ بالزئيل نيلسن وتفحص. عند الفحص، تظهر الميكوبكتريا الدرنية على هيئة عصيات حمراء ومرصوصة فى شكل أحبال متعرجة ذات أطوال مختلفة أو فى شكل تجمعات متفرقة .

إختبارات تصنيف الميكوبكتريا

I- إختبار النياسين Niacin test:

1. الإختبار العادى:

فكرة الإختبار:

- تنتج هذه الفصائل نياسين أثناء فترة نموها ولذلك فهى لاتحلله عند إضافته لها بل يتراكم ويفرز على المستنبت:
- M.tuberculosis
- M.simiae
- M.chelonae
- ويوضح هذا الإختبار إفراز وتراكم النياسين على المستنبت فى حالة وجود M.tuberculosis .
محلوظة :
- يجب أن تكون عدد المستعمرات على الميديا أكثر من ٥٠ مستعمرة.
- يجب تهوية الميديا أثناء التجربة بعدم غلق الأنبوبة بشدة.

الضوابط (Controls):

- Sterile distilled water -ve control
- +control ve مستخرج من مزرعة M.tuberculosis H37Rv

الخطوات:

- يضاف ١ مل ماء مقطر معقم للمزرعة. تشقق الميديا بطرف الباستيرحتى يدخل الماء بالميديا.
- توضع الأنبوبة أفقيا حتى يغطي السائل سطح الميديا. تترك الأنبوبة ٣٠ ق حتى يفرز النياسين. إذا كان عدد المستعمرات قليلا, تترك فترة أطول من ٣٠ ق .
- توضع الأنبوية عموديا لمدة (٥)ق حتى يترسب السائل أسفل الأنبوية.
- يسحب 1/2 مل من السائل لأنبوبة جديدة
- يضاف 1/2 مل من ٤٪ محلول الأنيلين و 1/2 مل من ١٠٪ بروميد السيانوجين.
- تغلق الأنبوية ويلاحظ تحول لون المحلول إلى أصفر خلال (٥)ق (نتيجة إيجابى). هذا اللون يتكون بين المحلولين كدائرة مستديرة صفراء.

تحليل النتائج:

- السلبى: لا تغيير للون.
- الإيجابى: يظهر لون أصفر كدائرة مستديرة بين المحلولين أو كعمود أصفر عند رج الأنبوية.

٢. إختبار الشرائط

الإختلاف عن الإختبار السابق:

- بعد شق الميديا وترك الأنبوبة لأفراز النياسين يوضع الشريط فى السائل.

الخطوات:

- يضاف ١ مل من ماء الملح المعقم للميديا الإيجابية.
- إذا كان النمو كثيرا، تشقق الميديا بالباستير حتى يسمح بدخول ماء الملح للميديا.
- توضع الأنبوبة أفقيا حتى يغطى السائل سطح الميديا.
- تترك الأنبوبة ٣٠ق حتى يفرز النياسين ويمكن تركها مدة أطول إذا كان عدد المستعمرات أقل.
- توضع الأنبوبة عموديا لمدة ٥ دقائق حتى يترسب السائل.
- ينقل ½ مل من السائل لأنبوبة جديدة بغطاء.
- يغرس الشريط فى السائل مع ملاحظة اتجاه السهم الذى يبين أى طرف من الشريط يغرس فى السائل.
- تترك فى درجة حرارة الغرفة لمدة ١٥-٢٠ق. تهز الأنبوبة ببطء بدون هزها بعنف.
- يلاحظ لون السائل من أمام خلفية بيضاء. اللون الأصفر يؤكد الإيجابية. لا يؤخذ بظهور أى لون على الشريط.

II- إختبار إختزال النترات (Nitrate Reduction Test)

- هذا الإختبار يفرق بين M.tuberculosis والميكوبكتريا الأخرى.

الشروط:

- تكون المزرعة عمرها ليس أكثر من ٤ أسابيع على الإيجابية.
- تكون شديدة الإيجابية (مستعمرات كثيرة على المزرعة).

الطريقة التقليدية (Classical Method)

- يذاب 3.02 gm فوسفات البوتاسيوم (KH₂PO₄) فى 1000 ml من الماء المقطر — محلول (١).
- يذاب 3.16 gm فوسفات صوديوم (Na₂HPO₄) فى 1000 ملي ماء مقطر — محلول (٢)
- يضاف ٣٨٩ ملي من محلول (١) إلى ٦١١ ملي من محلول (٢) ويخلط.
- يضبط pH=7 محلول (٣).
- يذاب 0.85gm نترات الصوديوم فى ١٠٠٠ ملي من محلول (٣)
- ويقسم فى انابيب (كل انبوبة بها ١٠٠ ملي) وتعقم فى الاوتوكلاف لمدة ٢٠ دقيقة
- وبهذا نحصل على Substrate NaNO₃
- محلول حمض الهيدروكلوريك:

- يضاف ١٠ مللي من conc HCL الي ١٠ مللي ماء مقطر (وليس العكس) (تخفيف ١:١) يخزن في زجاجة داكنة اللون بعيدا عن الضوء في الثلاجة.
- محلول 0.2% sulfanilamide:
- يذاب 0.2gm من السلفانيلاميد في ١٠٠ مللي ماء مقطر ويخزن في زجاجات داكنة اللون بعيدا عن الضوء في الثلاجة
- محلول 0.1% N-naphthylethylene-diamine:
- يذاب 0.1 gm من النافثايلإثيلين ديامين في ١٠٠ مللي ماء مقطر ويخزن في زجاجات داكنة اللون في الثلاجة بعيدا عن الضوء

الضوابط (Controls):

- ve control :

- تستخدم مستخرج من أنبوبة غير مزروعة.

+ ve control :

- يختبر مستخرج من أنبوبة مزروعة بـ MTB H37Rv.

الخطوات:

- يضاف 0.2ml من ماء الملح المعقم في أنبوبة بغطاء محكم.
- يسحب من مستعمرات عمرها ليس اكثر من شهر بلوب معقم و يمزج بالمحلول الملحي المعقم.
- يضاف 2ml من Substrate NaNO3 .
- يهز جيدا ويحضن عموديا في ٣٧°م (حمام مائي) لمدة ٣ ساعات ثم يخرج.
- يضاف نقطة من dil.HCL . تهز الأنبوبة جيدا.
- يضاف عدد ٢ نقطة من 0.2% sulfanilamide .
- يضاف عدد ٢ نقطة من 0.1% naphyl ethylene-diamine .
- يختبر لظهور لون بمبي أو أحمر فورا.

تحليل النتائج:

- السلبى: لا يظهر أى لون. هذا يعنى السلبية
- يضاف كم بسيط من بودرة الزنك للأنايبب السلبية.
- إذا كان nitrate مازال موجودا يظهر اللون الأحمر سلبى حقيقى.

- الإيجابي: لون بمبي إلى أحمر داكن.
- بمبي فاتح +/-.
- بمبي + ١ .
- بمبي غامق + ٢ .
- أحمر + ٣ .
- أحمر غامق + ٤ .
- أحمر نبيتي + ٥ .

أيجابي

٢. طريقة المستلزم البللوري (Crystalline Reagent Method)

المحالييل:

- نيترات الصوديوم Substrate في ال buffer : كما سبق ذكره.
- المستلزم البللوري:
- Sulfanilic acid (١) جزء
- N-(1-naphthyl) – ethylene diamine dihydrochloride جزء (١)
- L(+)- tartaric acid (١٠) أجزاء
- توضع الكيماويات في زجاجة داكنة اللون وتخلط جيدا بالهز الشديد (٣٠ مرة). يحفظ هذا الخليط في حرارة الحجرة.

الضوابط (Controls):

- -ve control :
يختبر مستخرج من أنبوبة غير مزروعة الميديا.
- +ve control :
يختبر مستخرج من مزروعة ايجابية ب MTB H37Rv.

الخطوات:

- يضاف 0.2ml ماء ملح معقم في أنبوبة بغطاء محكم.
- يسحب من مستعمرات من مزرعة إيجابية عمرها ليس أكثر من شهر.
- يضاف 2ml من substrate NaNO₃ .
- يهز جيدا ويحضن في ٣٧°م بحمام مائي لمدة ٣ ساعات ويخرج.
- يضاف كم بسيط جدا بال spatula من ال crystalline reagent الى محلول الإختبار.
- يلاحظ لون بمبي —→ أحمر في الحالات الإيجابية.

3. إختبار الشرائط:

الخطوات:

- يضاف 1ml من ماء الملح المعقم فى الأنبوبة المحكمة الغلق.
- يؤخذ جزء من المستعمرات التى لم تتجاوز ٤ أسابيع على الإيجابية باللوب المعقم.
- يضاف الجزء المأخوذ من المستعمرات ويخلط بماء الملح.
- يسقط شريط النيترات بماسك معقم فى الأنبوبة (الشريط عليه سهم يشير إلى اتجاه الشريط).
- تغلق الأنبوبة جيدا وتحضن عموديا عند ٣٧°م لمدة ساعتين.
- بعد ساعة من التحضين, تهز الأنبوبة بهدوء دون إمالتها.
- بعد ساعتين من التحضين, تمال الأنبوبة ٦ مرات حتى يبيل الشريط .
- تترك الأنبوبة مائلة لمدة ١٠ اق ويكون السائل مغطيا للشريط.
- يكشف عن لون الجزء العلوى من الشريط. اللون الأزرق — ايجابى.

III – إختبار ال (Paranitrobenzoic Acid (PNBA

الفكرة :

- يؤخر ال PNBA نمو الميكوبكتريا الدرنية.

الخطوات:

- يذاب ٥ جم من بودرة (تركيز ٩٩,٩%) ال PNBA فى ١٠٠ مل بروبيلين جليكول حتى نحصل على تركيز ٥٠,٠٠٠ ميكروجرام/مل (أو ٥٠مجم/مل) (الستوك).
- يمكن حفظه فى الثلجة (٢-٨°م).
- يؤخذ ٢,٤ مل من الستوك ويضاف على ٢٤٠ مل ميديا (LJ) حتى نحصل على تركيز ٥٠٠ ميكرو جرام/مل.
- ظهور مستعمرات على المستنبتات يدل على عدم وجود الميكوبكتريا الدرنية

IV – إختبار ال Thiophene-2-carboxylic Acid HYDRAZID (TCH

الفكرة :

- يساعد ال TCH على نمو الميكوبكتريا الدرنية.
- يفرق بين (sivoB.M)&(sisolucrbuT .M) (إيجابى النياسين) والسلالات الغير مفرزة للصبغة البطيئة النمو. تعتبر معظم M.bovis حساسة للتركيز القليل من TCH (5 ug /ml) ولكن MTB والسلالات بطيئة النمو تعتبر مقاومة للTCH.

الخطوات:

- يؤخذ ٢٠,٦ مجم من بودرة ال TCH تركيز (٩٧%) ويضاف على ٢٠ مل ماء مقطر معقم (ستوك). يمكن

حفظه في الثلجة (٢-٨م°).

- يؤخذ ½ مل من الستوك ويضاف على ٤,٥ مل ماء مقطر معقم (W١).
- يؤخذ ½ مل من W١ ويضاف على ٤,٥ مل ماء مقطر معقم (W٢).
- يؤخذ ٤,٨ مل من W٢ ويضاف على ٢٤٠ مل ميديا (LJ) التركيز النهائى ٢ ميكروجرام/مل.
- عدم ظهور مستعمرات على المستنبتات يدل على عدم وجود ميكوبكتريا الدرينة

V- إختبار الكتاليز (Catalase Test)

- تفرز الخلية الدرينة إنزيم الكتاليز الذى يحلل ال $H_2O_2 \rightarrow H_2O + O_2$
- ظهور غاز وفقايع ال O_2 مؤشر لتفاعل الكتاليز.

ملاحظة:

- يجب أن تكون عدد المستعمرات على الميديا أكثر من ٥٠ مستعمرة.

المحاليل :

- ٠,٠٦٧mole phosphate buffer pH٧,٠ .
- يذاب (Na₂HPO₄ anhydrous) disodium phosphate ٩,٤٧g فى ماء مقطر للحصول على Solution (١) (٠,٠٦٧M)
- يذاب (KH₂PO₄) monopotasium phosphate ٩,٠٧g فى ١٠٠٠ مللي ماء مقطر للحصول على Solution (٢) (٠,٠٦٧M)
- ماء أوكسجين H₂O₂ , ٣٠% (superoxol) ويخزن فى الثلجة.
- يجب إرتداء قفازات وواقى للعين أثناء العمل.
- Tween 80 10ml
- ماء مقطر ٩٠ ml .
- يمزج ال Tween مع الماء المقطر ويوضع فى الأوتوكلاف عند ١٢١م° - ١٠ دقائق قد يرقد ال Tween فى القاع لذلك يجب التقليب أثناء التبريد ويخزن فى الثلجة.
- Complete Catalase reagent (Tween-Peroxide mixtur)
- قبل الإستخدام مباشرة تمزج أجزاء متساوية من ١٠% Tween٨٠ & ٣٠% H₂O₂ نأخذ ٠,٥ml من المزيج لكل سلالة فى الإختبار

الكونترولات:

- طريقة التنقيط Drop method:
- تستخدم أنبوية مستتبت LJ غير مزروعة Negative Control وأنبوية أخرى مزروعة Positive Control M.T.B H₃₇Rv
- الإختبار النصف كمى : ٦٨°C
- تستخدم أنبوية مستتبت LJ غير مزروعة Negative Control وأنبوية أخرى مزروعة Positive Control

طريقة العمل:

١. طريقة التنقيط Drop method:

- تستخدم أنبوبة LJ مضى على نموها ١٤ يوم.
- نضع ٢ نقطة من مزيج Tween-peroxide محضر للتو على سطح المستنبت.
- يلاحظ ظهور فقاعات الهواء فى خلال ٥ دقائق.

النتائج:

- لا يوجد فقاعات ————— سلبى.
- قليل من الفقاعات ببطء ————— ايجابى (بطيء).
- فقاعات فورىة غزيرة ————— ايجابى (سريع).

٢. طريقة النصف كمى:

- تستخدم أنبوبة LJ مضى على نموها ١٤ يوم.
- يضاف ١ مل من مزيج Tween-peroxide محضر للتو.
- تغطى الأنبوب بدون إحكام وتترك فى درجة حرارة الغرفة لمدة ٥ دقائق.
- يظهر عمود من الرغاوى, يقاس طول العمود.

النتائج:

- أقل من ٣١مم رغاوى لا يوجد نشاط للكتاليز (أو نشاط قليل).
- من ٣١مم - ٤٥ مم رغاوى نتيجة لانتبث إفراز الكتاليز.
- أكثر من ٤٥ مم رغاوى نشاط قوى للكتاليز.

٣. الإختبار $\text{pH} 7.0, 6.8$:

الخطوات:

- يضاف ١/٢ مل من Phosphate buffer 0.067M (pH=7) للأنبوبة (١٦x١٢٥mm) بماصة معقمة.
- تزرع من المستعمرات على محلول ال buffer باستخدام لوب معقم.
- توضع الأنبوبة فى حمام مائى ٦٨°م لمدة ٢٠ق.
- يضاف ١/٢ مل من Tween-٨٠ للأنبوبة وتغلق.
- يلاحظ ظهور الفقاعات على سطح السائل. لاتحرك الأنبوبة لأن Tween-٨٠ يمكن أن يخرج O_2 ويعطي نتائج ايجابى كاذب.

- تترك الأنابيب ٢٠ ق قبل إعدامها.

تحليل النتائج:

- الإيجابي: فقاعات.

- السلبي: لا يوجد فقاعات.

- فى بعض الحالات النادرة: تظهر فقاعات وفوران من الخلايا الجذرية ولكن لا تكون هذه الفقاعات على سطح السائل فى هذه الحالة تحتسب ايجابية النتيجة.

طريقة عمل الحساسية الدرنية علي المستنبتات الصلبة (L-J)

تحضير المضادات الحيوية الخاصة لعمل الحساسيات بميكروب الدرن:

ملاحظات عامة :

- (١) يجب التأكد من صلاحية الأدوية المستخدمة و تركيز المضاد الحيوى.
- (٢) يجب مراعاة طريقة حفظ الأدوية ودرجة الحرارة المناسبة لها حتى لا تؤثر على فعالية الدواء .
- (٣) يجب مراعاة التعقيم اثناء التحضير باستخدام أدوات معقمة جيداً .

المعادلة المستخدمة لحساب وزن بودرة المضاد الحيوى فى ال Stock مهما اختلفت درجة النقاوة (Potency):

$$\frac{\text{Volume of dissolving Sol. (ml) X conc. of antibiotic in stock } (\mu\text{g /ml}) \times 1000}{\text{Potency } (\mu\text{g /ml})}$$

مثال :

*إذا كان درجة نقاوة EMB 74%

*وزن بودرة EMB المذاب فى ٢٠ مل ماء مقطر لتحضير Stock تركيزة 10 µg/ml =

$$\frac{20 \times 10 \times 1000}{740} = 270.3 \text{ mg}$$

اولاً تحضير الريفامبيسين (RMP) درجة النقاء ٩٥ % :

تحضير ال Stock :

- يذاب ١٠,٥ ملجرام بودرة فى ٢,٥ مل ميثانول للحصول على تركيز ٤ ميكروجرام / مل .
- يحضر ال Stock اول بأول (عند كل تحضيرية media) ولايخزن .

تحضير المضاد الحيوى على الميديا :

- ١ مل من Stock + ٢٠٠ مل ميديا = تركيز ٢٠ ميكروجرام / مل .
- ٢ مل من Stock + ٢٠٠ مل ميديا = تركيز ٤٠ ميكروجرام / مل .
- تحفظ الميديا المضاف اليها المضاد الحيوى لمدة لاتزيد عن اسبوعين.

ثانياً تحضير الايثامبيوتول (EMB) :

تحضير ال Stock :

- اذا كانت درجة النقاء ٧٤ % .
- يذاب ٢٧٠,٣ ملجرام بودرة فى ٢٠ مل ماء مقطر = تركيز ١٠ ميكروجرام /مل.

- يمكن حفظة فى الثلجة (٢-٨م) لمدة شهرين أو عند درجة - 20 م لمدة ستة أشهر.
- **تحضير المضاد الحيوى على الميديا :**

- يذاب ٢/١ مل من Stock فى ٤,٥ مل ماء مقطر = محلول (١) .
- يؤخذ ٢/١ مل من محلول (١) ويضاف على ٤,٥ مل ماء مقطر = محلول (٢) .
- يؤخذ ٤ مل من محلول (٢) ويضاف على ٢٠٠ مل ميديا .
- التركيز النهائى ٢ ميكروجرام / مل .
- تحفظ الميديا المضاف اليها المضاد الحيوى لمدة لاتزيد عن شهرين.

ثالثاً تحضير استربتومايسين St :

تحضير ال Stock :

- اذا كانت درجة النقاء ٧٥,٨ % .
- يذاب ٢٦٣,٨ مليجرام بودرة فى ٢٠ مل ماء مقطر = تركيز ١٠ ميكروجرام /مل
- يمكن حفظة فى الثلجة (٢-٨م) لمدة شهرين أو عند درجة - 20 م لمدة ستة أشهر.

تحضير المضاد الحيوى على الميديا :

- يذاب ٢/١ مل من Stock فى ٤,٥ مل ماء مقطر = محلول (١) .
- يؤخذ ٢ مل من محلول (١) ويضاف على ٢ مل ماء مقطر = محلول (٢) .
- يؤخذ ١,٦ مل من محلول (٢) ويضاف على ٢٠٠ مل ميديا .
- التركيز النهائى ٤ ميكروجرام / مل .
- تحفظ الميديا المضاف اليها المضاد الحيوى لمدة لاتزيد عن شهرين.

رابعاً تحضير الازونيازيد INH :

تحضير ال Stock :

- اذا كانت درجة النقاء ٩٩,٩ % .
- يذاب ٢٠٠,٢ مليجرام بودرة فى ٢٠ مل ماء مقطر = تركيز ١٠ ميكروجرام /مل.
- يمكن حفظة فى الثلجة (٢-٨م) لمدة شهرين أو عند درجة - 20 م لمدة ستة اشهر.

تحضير المضاد الحيوى على الميديا :

- يذاب ٢/١ مل من Stock فى ٤,٥ مل ماء مقطر = محلول (١) .
- يؤخذ ٢/١ مل من محلول (١) ويضاف على ٤,٥ مل ماء مقطر = محلول (٢) .
- يؤخذ ٠,٤ مل من محلول (٢) ويضاف على ٢٠٠ مل ميديا .

- التركيز النهائي ٠,٢ ميكروجرام / مل .
- تحفظ الميديا المضاف اليها المضاد الحيوى لمدة لاتزيد عن شهرين.

كيفية تخزين المضادات الحيوية :

- ١- تخزين البودرة (ينظر على العبوة) :
- رفامبيسين : - ٢٠ م .
- الستريبتومايسين والايثامبيوتول : ٤ م .
- الايزونيازيد : درجة حرارة الغرفة ٢٠ م .
- تخزين الميديا المحتوية على المضادات الحيوية:
- عند ٤ م بعيداً عن الضوء لمدة شهرين ما عدا الريفامبيسين لمدة أسبوعين.

خامسا تحضير الكاناميسن KAN :

تحضير ال Stock :

- اذا كانت درجة النقاء ٧٨,٩ % .
- يذاب ٢٥٣,٥ مليجرام بودرة في ٢٠ مل ماء مقطر معقم.
- يخزن عند -١٨ م لمدة شهر.

تحضير المضاد الحيوى على الميديا :

- ٢/١ مل من Stock + ٤,٥ مل ماء مقطر = محلول (W١) .
- ٦ مل من W١ + ٢٠٠ مل ميديا.
- التركيز النهائي ٣٠ ميكروجرام / مل .
- يمكن تخزينها عند ٤ م لمدة شهر.

سادسا تحضير الأفلوكساسين :

تحضير ال Stock :

- اذا كانت درجة النقاء ١٠٠ % .
- يذاب ٢٠ مليجرام بودرة في ٢٠ مل ماء مقطر معقم.
- يخزن عند ٢-٨ م لمدة شهر.

تحضير المضاد الحيوى على الميديا :

- ٢/١ مل من Stock + ٤,٥ مل ماء مقطر = محلول (W١) .
- ٨٠٠ ميكرو لتر من W١ + ٢٠٠ مل ميديا.
- التركيز النهائي ٢ ميكروجرام / مل .
- يمكن تخزينها عند ٤ م لمدة شهر.

سابعا تحضير الكابريومييسين CAP :

تحضير ال Stock :

- اذا كانت درجة النقاء ٨٤,٨ % .
- يذاب ٢٣٥,٨ مليجرام بودرة في ٢٠ مل ماء مقطر معقم.
- يخزن عند ٤° م لمدة شهر.

تحضير المضاد الحيوى على الميديا :

- ٠,٥ مل من Stock + ٤,٥ مل ماء مقطر = محلول (W١) .
- ٨ ميكرونتز من W١ + ٢٠٠ مل ميديا.
- التركيز النهائى ٤٠ ميكروجرام / مل .
- يمكن تخزينها عند ٤° م لمدة شهر.

تحضير الكابريومييسين CAP بطريقة أخرى:

تحضير ال Stock :

- يذاب ٢٤ مليجرام بودرة في ١٢ مل ماء مقطر معقم تركيز ٢ مجم/مل.

تحضير المضاد الحيوى على الميديا :

- يضاف ٤٨ مل ماء مقطر على Stock (W١) (تركيز ٤٠٠ ميكروجرام/مل) .
- يؤخذ ٥٥,٥ مل من W١ ويضاف على ٥٠٠ مل ميديا (LJ) تركيز ——— ٤٠ ميكروجرام/مل.

ثامنا تحضير الأميكاسين AM :

- تحضير ال Stock : يذاب ٢٤ مليجرام بودرة في ١٢ مل ماء مقطر معقم ——— تركيز ٢ مجم/مل.

تحضير المضاد الحيوى على الميديا :

- يضاف ٢٤ مل ماء مقطر على Stock (W١) (تركيز ٤٠٠ ميكروجرام/مل) .
- يؤخذ ٥٥,٥ مل من W١ ويضاف على ٥٠٠ مل ميديا (LJ) تركيز ——— ٤٠ ميكروجرام/مل.

Preparation of the Stocks of anti TB drugs

Product	Potency (ug/ml)	Dissolving Solution	Volum (ml)	Concentration (ug/ml)	Weight of Antibiotic powder (mg)	storage of Stock
INH	999	SDW	20	10	200.2	From 2 to 8°C
EMB	740	SDW	20	10	270.3	From 2 to 8°C
RMP	950	Ethylene glycol	2.5	4	10.5	Prepared fresh
SM	758	SDW	20	10	263.8	From 2 to 8°C
KAN	773	SDW	20	10	258.7	< - 18°C
OFL	999	Naoh (0.1N)	20	1000	20	From 2 to 8°C
EIL	999	Propylene glycol	20	10	200.2	From 2 to 8°C
CAP	856	SDW	20	10	233.6	< - 18°C
	999	Propylene glycol	100	50	5g	From 2 to 8°C
ICH	970	SDW	20	10	206.2	From 2 to 8°C

Preparation of Antibiotic-Containing Media (LJ)

	Stock (ml)	SDW (ml)	Conc of w1 (ug/ml)	W1 (ml)	SDW (ml)	Conc of w2 (ug/ml)	w2 (ml)	Amount of LJ (ml)	Final conc of antibiotic in LJ media (ug/ml)
INH (١٠)	0.5	4.5	1000	0.5	4.5	100	0.4	200	0.2
EMB (10)	0.5	4.5	1000	0.5	4.5	100	4	200	2
RMP (10)	2							200	40
SM (10)	0.5	4.5	1000	2	2	500	1.6	200	4
KAN (10)	0.5	4.5	1000	6				200	30
OFL (1000)	4	4	1000	0.8				200	2
ETH (10)	0.5	4.5	1000	2				200	10
CAP (10)	0.5	4.5	1000	8				200	40
PNB (50mg/ml)	2.4							240	500
TCH (10)	0.5	4.5	1000	0.5	4.5	100	4.8	240	2

تحضير محلول التعادل McFarland Opacity Tube

محلول (أ) كلوريد الباريوم :

- ١ جم من كلوريد الباريوم + ١٠٠ مل ماء مقطر معقم .

محلول (ب) حمض الكبريتيك :

- ١ مل حمض كبريتيك مركز + ٩٩ مل ماء مقطر .

محلول التعادل :

- يؤخذ ٩,٩٥ مل من محلول (ب) + ٠,٥ مل من محلول (أ) فتتكون عكارة يقاس عليها تركيز الميكروب الخاص لعمل الحساسية .

خطوات اختبار الحساسية (Proportional Method)

١. تحضير معلق الميكوبكتريا:


- تحضير معلق تركيزه 1 mg/ml.
- يحضر من هذا المعلق تخفيف 1 X 100 لزرع C1 والميديا المحتوية على المضادات الحيوية.
- من المعلق الأخير يحضر معلق آخر تخفيف 1 X 100 لزرع C3 والميديا المحتوية على المضادات الحيوية.
- من المعلق الأخير يحضر معلق آخر تخفيف 1 X 100 لزرع C5 والميديا المحتوية على المضادات الحيوية.

٢. تحضير معلق الميكوبكتريا:

- تتم عملية الزرع باستخدام ماصة باستير تنقط 2 نقطة (0,1 ml) على الأنبوبة (او الزجاجاة) ويفرد السائل على سطح الميديا بتحريك الأنبوبة.
- توضع الزجاجاة أفقيا فى اليوم الأول للتحضين ثم توضع رأسيا بقية أيام التحضين.

٣. قراءة النتائج: استخدام طريقة Cannetti فى القراءة وتحليل النتائج.

- تقرأ الكنترولات أولا . يجب أن تكون المستعمرات على C1 عددها اكبر من 100 مستعمرة.
- تقارن زجاجات C3 بالزجاجات المحتوية على الميديا + المضادات عند C1 . إذا كانت C1 المحتوية على المضادات أكثر من C3 مقاوم. إذا كانت أقل حساس.
- تقارن زجاجات C5 بالزجاجات المحتوية على الميديا + المضادات عند C3 إذا كانت C3 المحتوية على المضادات أكثر من C5 مقاوم. إذا كانت أقل حساس.



ضبط الجودة للفحص المباشر والمزارع الصلبة

تعريف:

المتابعة المستمرة لكل خطوات العمل بمعمل تشخيص الدرن بداية من تسلم العينة وحتى تسليم النتيجة .

الغرض من التطبيق :

١. تحسين كفاءة العمل .
٢. اكتشاف أي خطأ وتصحيحه عن طريق مراقبة كل خطوات العمل .
٣. الحصول على نتائج صحيحة .

ينقسم إلى :

١. ضبط الجودة داخل المعمل IQC (Internal quality control)
 ٢. تقييم الجودة الخارجي EQA (External Quality Assessment)
 ٣. تحسين كفاءة العمل (Quality improvement)
- وذلك بوضع الحلول لأي مشاكل قد تحدث وتحتاج إلى المتابعة المستمرة للعمل .

أولاً : ضبط الجودة داخل المعمل (IQC)

ويشمل الوسائل المتبعة داخل المعمل للتأكد من سير العمل بطريقة صحيحة وذلك بالنسبة للآتي :

- طريقة أخذ العينة واستكمال البيانات المناسبة وطريقة نقلها وحفظها.
- الكيماويات والصبغات والمستنبتات .
- خطوات التشخيص البكتريولوجي والربط بين نتائج الفحص المجهرى المباشر والمزارع
- الأجهزة .
- تدريب العاملين بالمعمل من أطباء وفنيين وعمال .
- وجود دليل فني يتضمن جميع الاختبارات الأساسية بالمعمل للرجوع إليه عند الحاجة .

طريقة أخذ العينة :

- يجب حث المريض على إعطاء عينة بصاق وليس لعاب ، كذلك يجب أن تكون الكمية المناسبة (٣-٥ مل) فى الفحص المباشر وحتى ١٠ مل للمزرعة.
- من أسباب السلبية الكاذبة (انخفاض معدل النتائج الإيجابية) سيولة العينة أو عدم كفايتها للفحص
- فى حالة العينات الأخرى مثل البول ، سوائل الجسم المختلفة - الأنسجة ... الخ ، يجب مراعاة طريقة أخذ العينة والكمية المناسبة .

نقل العينة وحفظها

- يعتمد نقل العينة وحفظها على نوع الفحص المطلوب :
- فى حالة الفحص المجهرى فقط يجب أن تحفظ العينة بعيداً عن الضوء والحرارة وتكون مدة النقل والتخزين لا تزيد عن ٣ أيام .
- فى حالة المزرعة يجب حفظ العينة فى الثلاجة ونقلها فى صندوق مبرد (من ٢-٨ م) ويجب ألا تتعدى فترة النقل والتخزين ثلاثة أيام ، زيادة فترة التخزين عن ثلاثة أيام قد يؤدي إلى زيادة معدلات التلوث بالمزارع.
- يجب مراعاة الدقة فى كتابة البيانات ونقلها من طلب الفحص إلى العبوة التي تحتوى على العينة .
- ترقم العينة وتدون البيانات فى سجل المعمل وبنفس الرقم .

الكيماويات والصبغات والمستنبتات :

يجب مراعاة الآتي :

- تحضر الصبغات مرة كل أسبوع .
- اختبار الصبغات التي تم تحضيرها حديثاً بعينة إيجابية وأخرى سلبية قبل استعمالها لاختبار جودتها فى صبغ

- عصيات الدرن وكذلك لاكتشاف وجود أي تلوث بعصيات الدرن .
- تخزين مادة الفلوروكروم في زجاجة بنية اللون ووضعها في مكان مظلم حيث يمكن أن تفقد فعاليتها (Fluorescence) تدريجياً عند تعرضها لضوء الشمس .

في حالة تحضير الصبغات بالمعمل يراعى الآتى :

- 1- استخدام بودرة الفوكسين القاعدى Basic fuchsin وليس Acid fuchsin .
- 2- استخدام الماء المقطر وليس ماء الصنبور حيث ثبت أن مياه الصنبور قد تحتوى على الميكوبكتريا غير النموذجية Atypical Mycobacterium وهى ميكروبات غير مرضية رمامة (saprophytic)
- 3- إذابة البودرة بالكامل وذلك باستخدام حمام مائى أو وضعها فى الحضان لمدة أسبوع .
- 4- حفظها فى زجاجات بنية اللون حيث أن ضوء الشمس يؤثر على فعالية الصبغة .
- 5- ترشيح الصبغة قبل استخدامها حيث أن بللورات الفينول تترسب سريعاً على هيئة إبر حمراء قد يخطئ الفاحص فى تشخيصها على أنها عصيات الدرن.
- 6- يجب أن تكون الزجاجات الخاصة بالصبغة سواء الفوكسين القاعدى / أو محلول التبهيت ذات غطاء محكم حتى لا يتبخر منها الكحول الذى يدخل فى تركيبها .
- 7- استخدام الكحول الإيثيلى فى تحضير الفوكسين القاعدى / والكحول الميثيلى فى تحضير محلول التبهيت .
- 8- يجب أن يستخدم حامض الهيدروكلوريك المركز والمدخن بنسبة لا تقل عن ٣٦٪ .
- يجب ملاحظة لون وقوام المستنبتات قبل استعمالها لاكتشاف أي تغير بها .
- (عند وجود فقائيع هواء بالمستنبت يدل هذا على زيادة تعرضها للحرارة أثناء التسوية)
- اختبار المستنبتات بعد تحضيرها وذلك بتحضيرها لمدة ٤٨ ساعة إلى ٤ أيام للتأكد من عدم وجود أي تلوث بها .

الفحص البكتريولوجي

- إعادة فحص عدد ٣ شرائح (إيجابية وسلبية) يومياً بواسطة شخص آخر (double check) .
 - يجب فحص المستعمرات التي تنمو على المستنبتات مجهرياً (Z.N.) للتأكد من أنها لعصيات الدرن .
- المتابعة المستمرة للنتائج لمعرفة معدلات :-**
- المزارع الإيجابية .
 - المزارع الملوثة (معدل تلوث ٢-٣٪ يعتبر مقبولاً ، بينما صفر٪ تلوث تعكس زيادة تركيز المحلول المطهر لعينة قبل الزرع وبالتالي قتل كثير من عصيات الدرن) .
 - المزارع السلبية بالنسبة للنتائج الإيجابية للفحص المجهري وذلك بملاحظة نتيجة المزرعة ومقارنتها بالفحص المجهري لنفس العينة .
- في حالة وجود اختلاف بين نتيجة المزرعة والفحص المجهري لنفس العينة مثل وجود عصيات مقاومة للأحماض (AFB) في الفحص المجهري وعدم نموها على المستنبتات يجب البحث عن السبب مثل :-**
- أ- توقف نمو البكتريا كنتيجة للعلاج خاصة الريفامبيسين والإيزونيازيد .
 - ب- خطوة التطهير السابقة لزرع العينة لم تتم بطريقة صحيحة بسبب :-
 - زيادة تعرض العصيات الدرنية للمطهر (أكثر من ٤٥ دقيقة) .
 - زيادة تركيز المطهر عن المطلوب .
 - ج- عدم جودة المستنبت .
 - د- درجة حرارة الحضان أقل أو أكثر من المطلوب (الدرجة المثلى تتراوح من ٣٥-٣٧م).

الأجهزة

١- الميكروسكوب :


- يجب تنظيف العدسات من الزيت بشاشة جافة وذلك بعد الانتهاء من العمل يومياً ولا يستخدم الزيلول إلا لمسح جسم الميكروسكوب لأن الزيلول يذيب البلاستيك المحيط بالعدسات ويؤدي إلى إتلافها؛ ضرورة تغطية الميكروسكوب لحمايته من الأتربة؛ المحافظة على لمبة الإضاءة بعدم تركها مضاءة لمدة طويلة وعدم غلق المفتاح مرة واحدة بل يجب تقليل الإضاءة حتى تصل للصفر ثم يغلق المفتاح.

٢- الحضان :

- يجب التأكد من أن درجة الحرارة به من ٣٥ - ٣٧ °م وذلك بوضع ترمومتر في زجاجة بها ماء ووضعها بداخل الحضان .

٣- جهاز الطرد المركزي:

- يجب التأكد من أن الجهاز مضبوط على قوة الطرد النسبية Relative centrifugal force وهي تساوى عدد اللفات / دقيقة + 1/2 القطر ويقاس من مركز الدوار حتى نصف طول الأنبوبة.



- ترص الأنابيب في جهاز الطرد المركزي بحيث تكون متوازنة .
- يجب عدم فتح الجهاز حتى يستقر تماماً حتى لا تتكسر الأنابيب أو يخرج رذاذ يلوث عينة سلبية من أخرى إيجابية . ويجب عدم رج الأنابيب عند إخراجها حتى لا يحدث مزج بين الراسب والجزء الرائق .
- يفضل استخدام Swinging angle rotor حيث يتكون الراسب في قاع الأنبوبة،
- وهذا أفضل من Fixed angle rotor حيث يتكون الراسب في جانب من القاع .



Fixed angle rotor



Swinging angle rotor

٤- كابينة الحماية البيولوجية :

الاهتمام بكابينة الحماية البيولوجية حيث أنها قد تكون مصدراً للتلوث وذلك بالعمل على تنظيفها من الأتربة وتطهيرها بمحلول الكلور ١- ٢٪ أو الفينول ٥٪ .

١. التأكد من أن قدرة مروحة سحب الهواء (Exhaustion fan) من 50 - 75 قدم/ دقيقة (إذا قلت السرعة عن 50 هذا يعنى أن مرشح البكتريا فى حاجة للتغيير) .
٢. يجب اختبار اتجاه الهواء خلال الفتحة الأمامية باستخدام منديل ورقي .

٥- اختبار كفاءة الأوتوكلاف بيولوجياً حتى لا يكون مصدراً للتلوث .

٦

- ٧- اختبار كفاءة جهاز التقطير بتحليل المياه كيميائياً من آن لآخر بحيث يكون الرقم الهيدروجيني ٥ الى ٦ .

ثانياً : تقييم الجودة الخارجي (EQA)

- يتم بين المعامل المركزية والمعامل الوسيطة والفرعية وبين المعامل المركزية ومعامل مرجعية دولية .
- قد تتأثر كفاءة العمل بمعامل تشخيص الدرن وتقل عن المستوى المطلوب لهذا يجب تحديد المشاكل التي تؤدي لذلك ومحاولة حلها ولا يتأتى هذا إلا عن طريق الإشراف على المعامل الوسيطة والفرعية بانتظام بواسطة أفراد مدربين وذوي خبرة عالية .
- ويجب معرفة أن هذا الإشراف ليس له علاقة بالتفتيش الإداري الخاص بوزارة الصحة ، وإنما الغرض منه هو مساعدة العاملين بمعامل الدرن على حل المشاكل الفنية الخاصة بالعمل لتحقيق أفضل الأداء .
- ويعتبر تأكيد الجودة هو المهمة الأساسية المطلوبة من الإشراف على معامل الدرن .

الطرق المتبعة لتقييم الجودة الخارجي بالنسبة للفحص المجهرى المباشر

- يقوم مسئول الدرن فى المحافظة بجمع عدد ١٠ شرائح عشوائياً (سلبية وإيجابية) ثم تدون أرقام الشرائح ونتائجها فى استمارة مستقلة وتسلم هذه الشرائح إلى المعامل المركزية حيث يقوم المراجع الرئيسي بفحص هذه الشرائح دون معرفة مسبقة بنتائجها ثم تجري مقارنة بين نتائج المعامل المركزية والمعمل الوسيط أو الفرعي ، وفى حالة اختلاف النتائج تجري اتصالات بين المعاملين لمعرفة أسباب الاختلاف لحل المشاكل .
- تتميز هذه الطريقة بكفاءتها فى تقييم طريقة تجهيز الشرائح من حيث الفرد والصبغة وكذلك فى تقييم كفاءة الفحص المجهرى .
- يتم إجراء هذا التقييم كل ٣-٦ شهور وعند الحاجة يتم التقييم على فترات أقل .

توجد طريقة أخرى لتقييم الجودة الخارجي: EQA

- وذلك باعداد مسحات إيجابية مختلفة في درجة الإيجابية و أخرى سلبية ويتم تثبيتها وإرسالها الى المعمل المراد تقييمه ثم إرسال النتيجة إلى المعمل المرجعي بالبريد أو الفاكس.
- درجة القراءة :

يقوم المراجع بتقييم النتائج لتحديد درجة القراءة بناء على دراسة الاختلاف بين نتائجه ونتائج المعمل الخاضع للتقييم ، لذا يجب أن يقوم جميع القائمين بالفحص المجهرى باستخدام رموز شفرية واحدة لتسجيل نتائج الفحص المباشر ، وهذه الرموز هي :

أكثر من ١٠ عصيات في كل حقل مجهري	+++
من ٩-١ عصيات في كل حقل مجهري	++
من ٩٩-١٠ في ١٠٠ حقل مجهري	+
من ٩-١ في ١٠٠ حقل مجهري	يكتب العدد
عدم وجود عصيات	سلبى

- فى حالة الشك تطلب عينه أخرى لإعادة الفحص .
- فى حالة تطابق النتائج يكون درجة الخطأ (score) - صفر .
- فى حالة تطابق الإيجابية مع اختلاف درجة القراءة تحسب نقطة واحدة لكل درجة اختلاف
- فى حالة اختلاف النتائج من السلبية للإيجابية تحسب النقاط كالاتي :

نقاط	٨	نقاط	٧	نقاط	٦	نقاط	٥
	+++		++		+		٩-١

- فى حالة احتساب ٥ نقاط أو أكثر يجب سرعة التعرف على المشاكل القائمة التي أدت لهذا الخطأ.

الأسباب التي تؤدي إلى

خطأ فى تشخيص الفحص المجهرى:

الأسباب المحتملة للنتائج السلبية الكاذبة .

- خطأ فى التسجيل
- خطأ فى التدوين فى السجلات .
- خطأ فى ملء استمارة التقييم .
- خطأ فى الفحص
- عدم فحص الشريحة بالكامل.
- قصور فى كفاءة الميكروسكوب (الضوء - العدسات) .
- قصور فى بصر القائم بالفحص (عمي ألوان - ضعف) .

- خطأ في الصبغة
 - استخدام كيماويات غير جيدة .
 - التسخين غير كاف مما يؤدي إلى ظهور العصيات بلون باهت.
- الأسباب المحتملة للنتائج الإيجابية الكاذبة .

خطأ في التسجيل	<ul style="list-style-type: none"> • خطأ في التدوين في السجلات . • خطأ في ملء استمارة التقييم .
خطأ في الفحص	<ul style="list-style-type: none"> • الخلط بين خدوش بالشريحة و العصيات الدرنية .
خطأ في الصبغة	<ul style="list-style-type: none"> • تبهيت غير كاف مما يؤدي الى صبغ عصيات غير درنية . • عدم الترشيح قبل الاستعمال يؤدي إلى ترسب بللورات الفينول الحمراء .
تلوث الشريحة	<ul style="list-style-type: none"> • من عينة إيجابية أثناء إعداد المسحات أو الصبغة . • من المجهر (العدسة الزيتية) . • من زيت السيدر .

ضبط الجودة للمزارع الدرنية الصلبة (QC of Culture):

الأسباب التي قد تؤدي إلى خطأ في تشخيص المزرعة :-

١- أسباب السلبية الكاذبة :

- أن تكون العينة غير صالحة للزرع (لعاب - خطأ في حفظ العينة مثل تعرضها للضوء والحرارة) .
- التلقيح الخاطئ للمستنبت (رج العينة بعد تدويرها في جهاز الطرد المركزي يؤدي إلى زيادة تخفيف الراسب) أو عدم التلقيح سهواً .
- خطأ في تحضير المستنبتات (خطأ في الرقم الهيدروجيني pH ، خطأ في العناصر المستخدمة).
- خطأ في طريقة الزرع :
- زيادة تركيز هيدروكسيد الصوديوم أو زيادة تعرض العينة له عن 45 دقيقة .
- خطأ في درجة التعادل بحمض الهيدروكلوريك ويظهر هذا في صورة تغيير للون المستنبت أزرق أو أصفر .
- عدم كفاءة التطهير Decontamination يؤدي إلى طمس المستعمرات بميكروبات أخرى.
- قصور في جهاز الطرد المركزي .
- ارتفاع درجة حرارة الحضان جفاف المستنبت وقتل العصيات .
- انخفاض درجة حرارة الحضان غير كافية لنمو العصيات .
- خطأ في تسجيل النتيجة بسجل المعمل .

(2) أسباب الإيجابية الكاذبة :

- التلوث ببصاق إيجابي :
- مباشر : من عينة إيجابية أخرى
- غير مباشر عن طريق :
- * استخدام ماصة ملوثة في عملية التلقيح .
- * الرذاذ المتصاعد نتيجة فتح الزجاجات مباشرة بعد تدويرها في جهاز الطرد المركزي .
- استخدام سوائل أو أدوات غير معقمة في جمع العينات مثل الأنابيب والمناظير .
- خطأ في التسجيل بسجل المعمل .

طرق ضبط الجودة :

لاكتشاف السلبية والإيجابية الكاذبة للمزارع الدرنية يجب مراعاة الآتى بانتظام :

١. مراجعة سجل المعمل لاكتشاف مزارع إيجابية غير متوقعة لعينات سلبية بالفحص المباشر للبصاق - ويمكن أن يكون ذلك نتيجة تلوث العينات من العينة الإيجابية الأولى التي تم زرعها في نفس اليوم .
مراجعة سجل المعمل للتأكد من عدم وجود مزارع سلبية متتابعة لعينات إيجابية بالفحص المباشر أو عدم ظهور مزارع إيجابية في فترة معينة تم فيها استخدام مستنبتات دفعة (تشغيلة) واحدة (Same batch of media) .
٢. مراجعة الإحصائيات والتأكد من عدم وجود ارتفاع أو انخفاض غير عادى فى عدد المزارع الإيجابية أو السلبية وذلك بالمقارنة مع الإحصائيات الأخرى .
٣. مراجعة نسبة المزارع الملوثة من خلال الإحصائيات .
٤. تبادل العينات بين المعامل الوسيطة والمعامل المركزية لعمل مزارع أولية .

ضبط الجودة لاختبارات حساسية ميكروب الدرن للمضادات الحيوية

يمكن أن تكون هذه الاختبارات سلبية كاذبة (حساس كاذب) أو إيجابية كاذبة (مقاوم كاذب).

١- الاسباب الرئيسية للحساس الكاذب: False sensitive

- خطأ فى تحضير المستنبتات (خطأ فى الرقم الهيدروجيني pH ، خطأ فى العناصر المستخدمة)
- ارتفاع درجة حرارة الحضان عن ٣٧ °C جفاف المستنبت وقتل العصيات.
- انخفاض درجة حرارة الحضان عن ٣٥ °C غير كافية لنمو العصيات
- طريقة تحضير المستنبت المحتوى على مضادات الدرن مثل زيادة تركيز واحد أو أكثر من مضادات الدرن، ويمكن الاشتباه فى ذلك فى حالة عدم وجود سلالات مقاومة خلال المدة المستخدم فيها مستنبتات تم تحضيرها فى وقت واحد ولاستبعاد أو التأكد من هذا الاحتمال يمكن استخدام سلالة مقاومة معروفة يمكن الحصول عليها من مريض مصاب بالدرن سبق علاجه.
- خطأ فى تفسير النتائج :

يجب أن تحتوى زجاجة الضابط (Control No. 1) على 100 مستعمرة على الأقل وذلك لأن وجود عدد أقل قد لا يسمح بظهور عدد كاف من المستعمرات على زجاجة الضابط وكذلك على الأنابيب المحتوية على المضادات الحيوية.

-الأسباب الرئيسية للمقاومة الكاذبة : False Resistance

- خطأ فى طريقة تحضير المستنبت المحتوى على مضادات الدرن مثل نقص تركيز واحد أو أكثر من مضادات الدرن نتيجة :
 - خطأ فى تخزين مضادات الدرن.
 - خطأ فى تحضير المحلول المركز.
 - إبطال مفعول مضادات الدرن بزيادة التسوية فى جهاز تجميد المستنبتات (Inspissator) .
 - استعمال الاقراص والكبسولات فى تحضير المستنبتات الخاصة بالحساسية.
 - خطأ فى وزن المضاد الحيوى المضاف. (مثل عدم تعديل الوزن حسب الـPotency)
- خطأ فى تفسير النتائج:
 - إذا احتوت كل من زجاجتى الضابط (١) ، (٣) على عدد لا يمكن حصره من المستعمرات الدرنية لا يمكن تقدير المقاومة ولكن يمكن فقط التعرف على السلالات الحساسة.
 - التلوث الذاتى لزجاجات مستنبتات الحساسية وذلك إذا رجت الزجاجات فقد تلحق إحدى المستعمرات أماكن اخرى من المستنبت وتبدأ مستعمرات جديدة فى النمو مما يزيد عدد المستعمرات عن المتوقع.

ملاحظة:

في حالة وجود سلالات مقاومة لكل المضادات لكل العينات يزداد احتمال وجود تلوث بميكروبات غير نموذجية (Atypical Mycobacteria). "لذا يفضل استخدام TCH, PNB, Catalase, Niacin" لتصنيف الميكروب.

طريقة تقييم الجودة الداخلي (IQA) لاختبارات الحساسية :

- * عدد المستعمرات الموجودة على كل من زجاجتي الضابط (١) ، (٣) وكذلك على الزجاجات المحتوية على مضادات الدرن.
- * تفسير النتائج (حساس أو مقاوم).
- * يجب عمل عمل إختبار ضبط الجودة مع كل تشغيلة اختبار حساسية بعمل اختبار حساسية لعينة M.tuberculosis H37Rv التي تكون حساسة لجميع المضادات الحيوية المعالجة للدرن.

طريقة تقييم الجودة الخارجي (EQA) لاختبارات الحساسية :

- * يجب أن يتم تقدير الحساسية بطريقة موحدة .
- يجب أن يشمل التقرير الطريقة المستخدمة - تركيز مضادات الدرن ونوع المستنبت المستخدم هذا وتقوم المعامل المركزية حالياً بتبادل سلالات الدرن مع معامل الدرن العالمية.

طريقة عمل المزارع الدرنية علي المستنبتات السائلة

Mycobaterium Growth Indicator Tube (MGIT)

BACTEC System

انبوية ال MGIT :

- تحتوى أنبوية ال MGIT على :

١. سائل البروث الذى يسرع من نمو الميكوبكتريا. ويتكون هذا السائل من:

Modified middle brook 7 H9 broth base + Casein Peptone.

٢. مادة الفلوروكروم المشبعة بالأكسجين وممزوجة بالسيليكون فى قاع الأنبوية. عندما تنمو الميكوبكتريا،

تمتص الأكسجين الموجود وتفرز ثانى أكسيد الكربون عندئذ ينشط الفلوروكروم ويشع .

تعطى الأنابيب نتيجة ايجابية من ٤-٤٢ يوم. بعد ذلك تقرأ نتيجة سلبية.

- يمكن أن تعطى الأنابيب نتيجة ايجابية كاذبة فى حالة :

١. تلوث بميكوبكتريا غير درنية وعندئذ يكون البروث خفيف التعكر.

٢. تلوث ببكتريا أخرى غير الميكوبكتريا ويكون البروث شديد التعكر.

- عند إنماء الميكوبكتريا خاصة MTB complex

يضاف لانبوية MGIT

Growth supplement OADC+POES	+	لمنع التلوث PANTA
Oleic Acid		Polymixin B
Albumin		Amphotercin B
Dextrose		Nalidixic Acid
Catalase		Trimethoprim
Polyoxyethelnyesterate (POES)		Azocilin

طريقة تخزين ال Kits :-**١. أنابيب ال MGIT :**

- تحفظ فى درجة حرارة ٢-٢٥ م° بعيدا عن الضوء .
- لابد أن يكون ال Broth رايق واذا كان معكرا فلا يستعمل .
- تحفظ حتى تاريخ الانتهاء المكتوب على العبوة .

٢. زجاجات OADC :

- تحفظ فى درجة ٢-٨ م° (فى الثلجة) بعيدا عن الضوء حتى تاريخ الانتهاء.

٣. زجاجات PANTA:

- تحفظ فى درجة حرارة ٢-٨ م° .
- عند حلها تستخدم خلال ٥ أيام (بحيث تكون محفوظة فى الثلجة) أو عند -٢٠ م° فى Deep Freezer لمدة ٣ شهور وتقسم واذا ساحت لاتستخدم مرة اخرى بعد هذه المرة .

التجهيزات التى تسبق خطوات Bactec 960 :**تجهيز العينة :****١. طريقة ال NALC-NaOH :**

- عند تحضير ال NALC-NaOH, يستخدم فى ظرف ٢٤ ساعة.
- يخلط % 4 NaOH بكمية متساوية من Na Citrate 2.9% Sol (١).
- يضاف ٢/١ جم من NALC Powder الى ١٠٠ مل من Sol (١). Sol (٢).

٢. طريقة تحضير Phosphate Buffer Sol .:**-(Sol.A)**

- ٥٠٠ ml ماء مقطر يضاف اليها ٥,٩٦ gm فوسفات ثنائى الصوديوم Na_2HPO_4 .

-(Sol.B)

- ٥٠٠ ml ماء مقطر يضاف اليها ٤,٥٦ gm فوسفات أحادى البوتاسيوم KH_2PO_4 .
- يضاف ٥٠٠ مللى (solu A) الى ٥٠٠ مللى (solu B) ثم نقوم بضبط ph.
- يعقم فى الأوتوكلاف عند ١٢١ م° لمدة ٢٠ دقيقة .
- إذا كانت أكياس Phosphate Buffer جاهزة من الشركة :
- يضاف الكيس على ٥٠٠ ml ماء مقطر ويعقم فى الأوتوكلاف عند ١٢١ م° لمدة ٢٠ دقيقة.

٣. طريقة تحضير OADC + PANTA :

- يضاف ١٥ ml من OADC على زجاجة ال PANTASol (٣) .

الخطوات:

- ترقم Falcon tube ٥٠ مللى ويوضع فيها العينة ويضاف عليها كمية متساوية من Sol.(٢). (NALC – NaOH) وتغلق جيدا.
- توضع الأنبوبة على Vortex لمدة ١٥-٢٠ ثانية .
- تقلب الأنبوبة لخلط العينة بال NALC NaOH.
- تترك الأنبوبة فى درجة حرارة الحجرة لمدة ١٥-٢٠ دقيقة .
- يضاف Phosphate buffer معقم على العينة وال NALC-NaOH حتى يصل لعلامة ٤٥ مل وتقلب الانبوبة يدويا“ .
- توضع أنبوبة ال Falcon المعقمة فى السنترفيوج المبرد وتدار ٣٠٠٠xg لمدة ١٥ دقيقة .
- يسكب الرائق ويترك الراسب وتغلق الأنبوبة بعد اضافة Phosphate buffer (0.5-1ml) .
- ترقم أنبوبة ال MGIT على حسب العينة (لا يكتب الرقم على كود الأنبوب)
- يضاف ٠,٨ml من Sol.(٣) (OADC + PANTA) على أنبوبة ال MGIT .
- يضاف ٠,٥ml من العينة (الراسب) على أنبوبة ال MGIT .
- ترح الانبوبة وتترك فى درجة حرارة الحجرة ٢/١ ساعة ثم توضع فى جهاز الباكتيك ٩٦٠ وتختبر.

كيفية تطهير المزرعة الملوثة بأنابيب ال MGIT:

١. تسكب محتويات أنبوبة ال MGIT الملوثة فى أنبوبة Falcon 50ml.
٢. يضاف 8ml NALC – NaOH لل Falcon وتوضع على Vortex لمدة ١٥ ثانية.
٣. تترك الانبوبة لمدة 15 دقيقة .
٤. يضاف (ph = 6-8) Phosphate buffer 35ml ويخلط على السوائل السابقة.
٥. توضع ال Falcon فى السنترفيوج 3000xg لمدة ١٥ دقيقة .
٦. يسكب الراشح ويضاف Phosphate buffer على الراسب (0.5-1ml) .
٧. يزرع من أنبوبة ال Falcon 0.5ml من Suspension على أنبوبة MGIT جديدة عليها Growth Supplement – PANTA (٨٠٠ ميكرون).
٨. تترك الأنبوبة فى درجة حرارة الحجرة ٢/١ ساعة.
٩. تدخل الجهاز .

متى يتم عمل ال Subculture من MGIT +ve:

- أ. الأنابيب التى مر عليها أكثر من ٥ أيام ايجابية النتيجة .
- ب. الأنابيب التى ظلت خارج الجهاز اكثر من ٤ ساعات.
- ت. الأنابيب التى اعطت ثلوث على ال Blood agar و الفيلم سلبى.

الطريقة:

١. تخرج أنبوبة ال MGIT الايجابي من الجهاز Vortex + تترك ٤/١ ساعة.
 ٢. تحل PANTA بال OADC (١٥ مل) .
 ٣. تحضر أنبوبة MGIT جديدة ويضاف عليها :
 - ٨٠٠ ميكرو لتر من ال PANTA+OADC .
 - ٢/١ مل من الأنبوبة ال MGIT الايجابي .
 ٤. تدخل الأنبوبة فى الجهاز .
- ❖ عند قراءة الأنبوبة الأولية ايجابي , تخرج الأنبوبة من الجهاز ويتم عمل :
- فيلم .
 - يزرع منها على طبق Blood agar ويدخل الحضان ٤٨ ساعة عند ٣٧ م° .
 - إذا كان الفيلم ايجابي AFB و Blood agar ليس عليه نمو أو تلوث بعد ٤٨ ساعة ابدأ الحساسية (DST).
 - إذا كان الفيلم سلبي AFB و Blood agar عليه نمو (تلوث) ← Subculture ← (DST).

كيفية عمل مزرعة على MGIT من مزرعة LJ ايجابي:

- يؤخذ جزء من المستعمرة باللوب (عروة الزرع) ويذاب فى ماء ملح معقم ويضبط على MF=1.
- يضاف على أنبوبة MGIT جديدة (مكتوب عليها رقم العينة).
- ٨٠٠ ميكرو لتر من OADC + PANTA .
- ٥٠٠ ميكرو لتر من المعلق المجهد والمضبوط على MF=1 .
- تدخل الأنبوبة فى الجهاز وتقرأ.

كيفية عمل الحساسية لادوية الصف الاول من مزرعة L.J ايجابي باستخدام جهاز Bactec 960:

- تحضير ستوك (Stock) المضادات الحيوية :

- يضاف ٤ مل ماء مقطر معقم على كل زجاجة مضاد حيوى (I Line) لعمل ال Stock .
- يمكن تقسيم ال Stock وحفظه فى -٢٠م° لمدة ٦ شهور .
- تحضير العينة :

١. تستخدم مزرعة ايجابية عمرها ليس أكثر من ١٤ يوم.
٢. يجهز معلق (Mac Farland = 1) .
٣. Vortex لمدة ٢-٣ ق.
٤. يترك ٢٠ ق حتى يترسب .
٥. ينقل الراشح (Supernatant) لأنبوبة أخرى ويترك ١٥ ق ليترسب .

٦. ينقل الراشح لأنبوبة أخرى ويضبط على $0.5 = \text{Mac Farland}$.

٧. يؤخذ ١ مل من المعلق الاخير ويضاف على ٤ مل محلول ملح معقم ويخلط.

الزرع على الانابيب **MGIT 960** : -

١. يضاف (٨٠٠ ميكرون) من **Sire Supplement** لكل أنبوبة من **MGIT 960**.

٢. يضاف (١٠٠ ميكرون) من ستوك المضاد الحيوى على أنبوبة ال **MGIT** الخاصة به والتي تحمل رقم العينة .

٣. كيفية تحضير **Growth Control** :

• يؤخذ (١٠٠ ميكرون) من المعلق الأخير بالماصة ويضاف على ١٠ مل محلول ملح معقم لعمل التخفيف ١٠٠/١ ويخلط .

• يؤخذ من المحلول (١٠٠/١) ٢/١ مل ويوضع على أنبوبة ال **Growth Control** ويخلط.

٤. يوضع ٢/١ مل من المعلق (الغير مخفف) على الانبوبة المحتوية على المضاد الحيوى ويخلط .

٥. توضع الانابيب فى الراك الخاص وتدخل فى الجهاز.

كيفية عمل DST لأدوية الخط الأول من انبوية **MGIT** ايجابى :

إذا ظهر ايجابى :-

١. تترك الأنبوبة فى الجهاز يوم آخر بعد عمل الفيليم ومزرعة الدم (Blood agar).

٢. اذا تركت الأنبوبة يوم أو يومين نكمل عملية **DST** .

٣. اذا تركت ٣ أيام أو ٤ أيام أو ٥ أيام يخفف ١ مل من البروث (الايجابى) + ٤مل ماء ملح معقم (١:٥ تخفيف) ويخلط.

عملية ال **DST** :-

❖ يضاف ٨٠٠ ميكرون من **Supplement Sire** لكل أنبوبة (بالترتيب التالى) :

إذا ظهر ايجابى :-


١. تترك الأنبوبة فى الجهاز يوم آخر بعد عمل الفيليم ومزرعة الدم (Blood agar).

٢. اذا تركت الأنبوبة يوم أو يومين نكمل عملية **DST** .

٣. اذا تركت ٣ أيام أو ٤ أيام أو ٥ أيام يخفف ١ مل من البروث (الايجابى) + ٤مل ماء ملح معقم (١:٥ تخفيف) ويخلط.

عملية ال **DST** :-

❖ يضاف ٨٠٠ ميكرون من **Supplement Sire** لكل أنبوبة (بالترتيب التالى) :



- ❖ يضاف ١٠٠ ميكرو لتر من antibiotic Stock على كل أنبوبة خاصة بهذا ال antibiotic
- ❖ يجهز GC: يضاف 0.1ml من معلق الميكروب + 10ml من ماء الملح المعقم (تخفيف 1:100). يخلط .
- ❖ ثم يضاف 0.5ml من التخفيف (1:100). على أنبوبة GC-MGIT ويخلط.
- ❖ يضاف 0.5ml من المعلق بدون التخفيف (1:100) لكل أنبوبة تحتوى على ال antibiotic. يخلط.
- ❖ توضع الأنابيب فى الراك بالتريتب ثم توضع فى الجهاز .

تحديد نوعية الميكوبكتريا (TB complex or MOTT) باستخدام Bactec 960 على PNBA (Paranitrobenzoic acid) جهاز

الفكرة: -

❖ يعطل PNBA نمو MTB-Complex فاذا لم يظهر نمو على المستنبت , فهذا دليل على ان الميكروب هو MTB-Complex .

تحضير PNBA reagent :-

- ❖ التركيز المطلوب : 500 mcg/ml .
- ❖ يضاف 1g من هيدروكسيد الصوديوم (الاقراص) على 80ml ماء مقطر معقم حتى يذوب .
- ❖ يضاف 4gm من PNBA على المحلول السابق.
- ❖ يضاف Phenolphthalein(Ph Ph) على المحلول باستخدام باستير حتى يصبح اللون بمبي.
- ❖ يضاف HCL مركز (37%) على المحلول باستخدام باستير حتى يصفر المحلول ويصبح أصفر رايق. اذا وجدت ترسيبات يضاف هيدروكسيد صوديوم (أقراص) ويقلب. سوف يصبح اللون بمبي مرة أخرى . يعاد وضع HCl حتى يصفر ويصبح اللون أصفر رايق .
- ❖ يكمل المحلول بماء مقطر معقم الى 100ml .
- ❖ يقسم في زجاجات صغيرة (0.5 -1 ml) وتوضع الزجاجات في الاوتوكلاف عند 120°C لمدة 20 دقيقة وتحفظ الزجاجات في الثلاجة لمدة 3 أشهر (2-8°C) .


إذا كانت عملية الزرع :-

- ❖ من أنبوية MGIT ايجابي:-
- 1. اذا كان عمر الانبوية MGIT الايجابي يوم أو يومين :
- يضاف 1 ml من البروث الايجابي على 4 مل من محلول الملح المعقم (1: ٥) و يقارن المعلق ب MF ٠,٥ ويستخدم هذا المعلق المخففى عملية الزرع على أنبوية ال MGIT.
- 2. اذا كان عمر الانبوية MGIT الايجابي أكثر من ٥ أيام، يعاد الزرع على أنبوية MGIT جديدة .
- ❖ من L1 ايجابي :
- تستخدم مزرعة عمرها ١٤ يوم ليس أكثر .
- يحضر معلق ويقارن ب MF1 .
- Vortex ٢-٣ دقيقة.
- يترك ٢٠ ق حتى يترسب .
- يسكب الراشح في أنبوية معقمة ويترك ١٥ ق حتى يترسب.

- يسكب الراشح فى أنبوبة معقمة ويقارن ب MF 0.5 باستخدام محلول ملح معقم .
- يخفف المعلق الاخير (1 ml) ب(4 ml) محلول ملح معقم .
- يؤخذ 1/2 ml من المعلق الاخير لعملية الزرع .

❖ عملية الزرع:

1. تجهز أنبوتبان MGIT :
 - (Growth Control (GC
 - .PNBA
 2. يضاف ٠,٥ ml من SIRE Supplement لكل أنبوبة MGIT .
 3. يضاف 100 ميكرون من PNBA reagent المجهر سابقا على أنبوبة ال MGIT المسماه PNBA .
 4. يضاف ٠,٥ ml من المعلق على كل أنبوبة من MGIT .
- ❖ عملية الزرع:-
5. توضع الانبوتبان فى الراك ذى الخانتين بحيث:



6. يدخل الراك فى الجهاز.

❖ القراءة:-

- GC MGIT tube تعطى ايجابى اذا كان 400 GU
- تختبر أنبوبة PNBA MGIT اذا كان GU = أو أقل من 10 ← Sensitive .
- اذا كان GU أكثر من 10 ← resistant .

كيفية عمل DST لأدوية الخط الثاني على الباكتيك ٩٦٠

الخط الثاني من المضادات الحيوية: ليس لها Kits بل يجهز الستوك من زجاجات البودرة.

❖ الأميكاسين:-

- يذاب 332µg من البودرة في 1ml ماء مقطر معقم ستوك (Stock).
- يضاف 1ml من الستوك على 3ml ماء مقطر معقم W1.
- يضاف 0.1ml من W1 على أنبوبة MGIT .
- التركيز النهائي (1µg/ml) .
- تكمل الخطوات التابعة لإختبار الحساسية على الباكتيك.

الكابريومييسين :-

- يذاب ٤١٥ µg من البودرة في ١ ml ماء مقطر معقم ستوك (Stock).
- يضاف ١ ml من الستوك على ١ ml ماء مقطر معقم W١.
- يضاف ٠,١ ml من W١ على أنبوبة MGIT .
- التركيز النهائي (٢,٥µg/ml) .
- تكمل الخطوات التابعة لإختبار الحساسية على الباكتيك.

الكابريومييسين :تستخدم هذه الطريقة عند تحضير كميات بالمليجرام من المضاد الحيوى حيث يؤخذ فى الاعتبار درجة النقاء

• تحضير الستوك.

$$\text{وزن البودرة} = \frac{\text{حجم المذيب} \times \text{التركيز المطلوب}}{\text{درجة النقاء}} \times 100$$

❖ الكابريومييسين : تستخدم هذه الطريقة عند تحضير كميات بالميكروجرام من المضاد الحيوى حيث لا يؤخذ فى الاعتبار درجة النقاء

- يقسم الستوك فى كريفالز (أنابيب صغيرة) كميات ٠,٢ ml وتخزن فى -٧٠° م لمدة عام .
- عند استخدام الستوك ، يخرج من الديب فريزر حتى يسيح ثم يستخدم بدون تأخير.
- يخفف ستوك المضاد الحيوى بإضافة ١٠٠ ميكرو لتر من الستوك على ٩٠٠ ميكرو لتر ماء مقطر معقم (= تخفيف ١:١٠٠) .
- يسكب باقى الستوك (لا يستخدم بعد سيحانه مرة اخرى).
- تكمل الخطوات التابعة لإختبار الحساسية على الباكتيك.

❖ الكاناميسين :

- يحسب وزن المضاد الحيوى المذاب فى الماء المقطر لتحضير الستوك.

وزن البودرة = $\frac{\text{حجم المذيب} \times \text{التركيز المطلوب}}{100}$ x
درجة النقاء

يقسم الستوك أحجام صغيرة (0.2ml) في كريفالز ويخزن في -٧٠° م لمدة عام .

- عند الاحتياج ، يسيح ويستخدم.
- يخفف الستوك (١:١٠) يضاف ١٠٠ ميكرو لتر من الستوك على ٩٠٠ ميكرو لتر من الماء المقطر المعقم.
- لايتلج الستوك مرة أخرى.
- تكمل الخطوات التابعة لإختبار الحساسية على الباكتيك.

❖ الأوفلوكساسين :-

- تحضير الستوك.

وزن = $\frac{10 \times 1660}{1000}$

= 16.6 mg يذاب في 10ml ماء مقطر معقم / هيدروكسيد الصوديوم.

❖ لإذابة الأوفلوكساسين :-

- توضع البودرة في أنبوبة معقمة.
- يستخدم 0.1N هيدروكسيد الصوديوم لإذابة المضاد الحيوي في الماء المقطر المعقم.
- (لتحضير 0.1N هيدروكسيد الصوديوم : يذاب ٤ جم هيدروكسيد الصوديوم في ١ لتر ماء مقطر معقم).
- يضاف هيدروكسيد الصوديوم نقطة بنقطة مع التحريك البطيء بعد كل نقطة حتى يذوب المضاد تماما ويصبح المحلول رايق تماما.
- يخفف المضاد بالماء المقطر الى الحجم المطلوب.
- يقسم الستوك الى كميات صغيرة 0.2ml في كريفالز يمكن تخزينه عند -٧٠° م لمدة سنة.
- نكمل مثل الكاناميسين.
- نكمل خطوات اختبار الحساسية.



اختبارات ضبط الجودة ل جهاز ال BACTEC

Quality Control for BACTEC System

- ❖ التحكم في الجودة بالنسبة لصبغ الأفلام من الأنابيب الايجابية بجهاز الباكتيك ٩٦٠ :-
- يجهز معلق من عينات ايجابي MTB تعادل (McFarland 0.5-1) وتزرع على انابيب MGIT. لا بد أن يعطى الفيلم منها ايجابي AFB+ ve بعد إخراجها من الجهاز.
- يجهز معلق من عينات ايجابي E.coli (أى سلبى MTB) تعادل (McFarland 0.5-1) لا بد أن يعطى الفيلم منها AFB- ve .
- لو (MOTT (Rapid Growers) يعطى فيلم AFB ايجابي خفيف (الصبغة خفيفة) .
- ❖ التحكم في الجودة بالنسبة لل MGIT medium :-
- تجهيز عينات Q.C : عينات معروف انها ايجابي المزرعة تجهز المزرعة الايجابي.
- تجهيز معلق المزرعة وعمل S.C (يظهر بعد ١٠-١٥ يوم) .
- يسحب من ال Colony ويضاف على 4ml من 7H9 broth معقم والخرز الزجاجى عددها (6-8) وقطرها (1-2mm).
- Vortex لمدة ١-٢ق (McF>1) .
- يترك المعلق ٢٠ق.
- ينقل الراشح بالماصة لأنبوبة أخرى ذات غطاء محكم ومعقمة (T2) .

- يتترك هذا الراشح ليترسب ١٥ ق.
- ينقل الراشح لأنبوبة أخرى T3 .
- يضبط على McF 0.5 ويعتبر هذا QC suspension ويمكن تجميد هذا المعلق بعد تقسيمه كميات صغيرة (كل كمية = ١-٢ مل) فى زجاجات عند -٧٠°م. يمكن استخدام المعلق المجمد فى حدود مدة اقصاها ٦ شهور. عند الحل لا يستخدم المعلق مرة أخرى.
- ❖ يجب تحليل النتائج كل ٦ شهور على الأكثر وحصر الآتى :
- فيلم (+) ، مزرعة (+) .
- فيلم (-) ، مزرعة (+) .
- فيلم (+) ، مزرعة (-) .
- فيلم (-) ، مزرعة (-) .
- Avg.Time-to-detection +ve control
- التلوث Avg.Time-to-detection
- ❖ ضبط الجودة بالنسبة للتسجيل:-
- يسجل Lot.no. بالنسبة لل:
- أنابيب ال MGIT - OADC - Growth Supplement - PANTA .
- يسجل تاريخ زرع و إدخال كل تشغيلة.
- يسجل إسم القائم بالعمل.
- يسجل تاريخ الايجابية لكل عينة.
- يسجل نتيجة الأفلام من أنابيب ال MGIT الايجابى .
- تقارن نتائج ال MGIT بالنتائج على ال LJ .
- يجب إجراء اختبارات الجودة على جميع المواد المستخدمة فى العمل مثل NaOH-NALC و Phosphate buffer وعلى الخطوات المتبعة. تتابع تواريخ انتهاء الصلاحية باستمرار لكل مادة على حدة.
- يجب عمل Positive و negative control مع كل مجموعة عينات (أى مع كل تشغيلة).
- 1. Negative control:**
- يضاف ٥ ml من Phosphate buffer على أنبوبة MGIT .
- تدخل الجهاز مع كل تشغيلة. يجب أن تقرأ (سلبى) عند ٤٢ يوم.
- 2. Positive control:**
- يضاف 5ml من معلق (MF=0.5) MTB مخفف 1:500 .
- تدخل الجهاز مع كل تشغيلة. يجب أن تقرأ (ايجابى) فى وقت محدد (specified time-to-detection) يحدد بعد تكرار عمل +ve control مع عدة تشغيلات. عند القراءة

يجب التأكد من عدم وجود تلوث بعمل فيلم للAFB .

التحكم فى الجودة بالنسبة للحساسية الدرنية على جهاز BACTEC

- يجب عمل اختبار التحكم فى الجودة عند تحضير كل ستوك من المضادات الحيوية
- (PANTA-OADC-Growth supplement-SIRE supplement-MGIT) او عند شراء مستلزمات جهاز الباككتك
- تستخدم MTB H₃YRv كسلالة أصلية وتزرع على ال MGIT . يجب أن تعطى نتيجة حساسة مع كل المضادات الحيوية. قبل زرع السلالة على ال MGIT تزرع على L.J ثم تؤخذ عندما يمر على ايجابيتها مدة لاتزيد عن ١٤ يوم.
- يمكن حفظ السلالة على ماء ولبن فى -٧٠م فى أنابيب صغيرة لمدة ٦ شهور.

صيانة جهاز ال Bactec 960:

❖ الصيانة اليومية:-

١. اختبار آلة الطباعة والورق بالطريقة المكتوبة فى الدليل.
٢. اختبار حركة الأدرج والإضاءة الكاشفة (الخارجية والداخلية).
٣. اختبار الترمومترات الموجودة بالأدرج. يجب إعادة العمود المتقطع الملون الى السائل الموجود بالترمومتر الى طبيعته المتصلة.
٤. إختبار حرارة الجهاز من مفتاح قراءة الحرارة ومقارنتها بقراءة الترمومتر.

❖ الصيانة الدورية :-

١. تنظيف المرشحات شهريا، أو أسبوعا إذا كان الجو متريا حتى لا يؤثر التراب على درجة الحرارة بالجهاز.
٢. تغيير الأنابيب (Calibration tubes) الكاشفة الموجودة على جهة الشمال من كل درج قبل موعد انتهاء الصلاحية.
٣. تنظيف الماسح الضوئى (Barcode Scanner Window) الذى توقف عن العمل بسبب الاتساخ .

❖ معالجة حالة الطوارئ :-

١. إذا سكبت أنبوبة MGIT مزروعة بداخل الجهاز، يوقف الجهاز فورا وتبلغ الشركة حتى يأتى المسئول ويقوم بأعمال التطهير اللازمة.
٢. إذا سكبت كمية صغيرة من أنبوبة ال MGIT على حافة الدرج، يمكن تطهيرها بقطع شاش مبللة بمطهر ضد الميكوبكتريا.
٣. عند تنظيف وتطهير الأدرج، يجب إيقاف الجهاز تماما حتى لاتزيد نسبة الرذاذ الملوث المنبعث من السائل المسكوب.
٤. يجب ان يكون هناك نظام صيانة دورية من قبل الشركة (اربع مرات سنويا علي الاقل حتي يتم المحافظة علي كفاءة الجهاز).

جهاز الجين اكسبرت (GeneXpert Machine)

تحضير العينات :

١. يتم جمع عينات البصاق (لا تقل عن ١ مللي) في عبوات بلاستيك شفافة ذات غطاء محكم.
٢. يتم حفظ العينات في الثلاجة اذا لم يتم وضعها بالجهاز مدة لا تزيد عن ٤٨ ساعة.
٣. نقل العينات من معمل الي اخر يكون في ثلاجة حفظ صغيرة وفي خلال مدة لا تزيد عن ٤٨ ساعة ايضا.
٤. تنقل عينة البصاق الي انبوبة فالكون (اقل كمية ١ مللي ولا تزيد عن ٤ مللي).
٥. يضاف علي العينة ضعف المقدار من محلول (SR) بمعدل ٢ --- ١ .
٦. تقفل الانبوبة جيدا وترج بشدة لمدة من ١٠ - ٢٠ مرة.
٧. تترك في درجة حرارة الغرفة مدة لا تقل عن ١٠ دقائق ولا تزيد عن ساعتين.
٨. بعد ١٠ دقائق ترج مرة ثانية من ١٠ - ٢٠ مرة بشدة ثم تترك لمدة ٥ دقائق في درجة حرارة الغرفة.
٩. لا بد من التأكد ان العينة اصبحت سائلة والا تترك من ٥- ١٠ دقائق اخري.
١٠. يتم ترقيم العينات بماركر علي جانب cartridge .
١١. يتم سحب ٢ مللي (علي الاقل) من العينة (لايحب سحب اي فقاع او مواد صلبة ان وجدت) بواسطة باسستير معقم من انبوبة فالكون.
١٢. ثم نضعها في ال cartridge وتقفل جيدا .

ملحوظة:

من الممكن استعمال الراسب المجهز من عينات البصاق بواسطة

NALC – NoOH – citrate solution

كالتالي:

- يؤخذ 1/2 مللي من الراسب في انبوبة فالكون.

- يضاف له واحد ونصف مللي من محلول (SR).

- يتبع نفس الخطوات السابقة من رقم ٦

• من الممكن ادخال الجهاز عينات من خارج الرئة بعد تجهيزها بواسطة

NALC – NoOH – Citrate solution

ثم معاملتها كالسابق

طريقة تشغيل الجهاز:

يفتح الجهاز بالترتيب كالتالي:



- يفتح ال UPS اولا بالضغط علي الزرار الايمن لمدته 2 ثانيه.

- يفتح الجهاز من المفتاح الخلفي.

- يفتح اللاب توب الخاص بالجهاز.

طريقة إدخال العينة:

- نضغط علي كلمة Create Test علي شاشة اللاب توب (في الاعلي اقصي اليسار) سيظهر علي الشاشة جملة Scan the Cartridge barcode
- نقوم بتعريف الجهاز للعينة بواسطة ال Scanner
- بعد تعريف العينة يظهر علي الشاشة مربع فارغ لإدخال اسم المريض ورقم العينة
- يتم الضغط علي كلمة Start Test الذي يوجد اسفل الشاشة
- يتم تحديد المكان المخصص لإدخال العينة بواسطة لمبة تضاء فنضع العينة ويقفل عليها
- بعد انتهاء المدة المحددة لكل اختبار (ساعة وخمسون دقيقة) تظهر النتيجة علي View Result Screen
- - نطبع النتيجة بواسطة Sample Report As PDF

قراءة النتائج :

• تظهر النتائج كالاتي:

MTB detected - or MTB Not Detected

Rif Resistance detected – or Rif Resistance Not Detected

• اذا ظهرت علي الشاشة احدي النتائج التالية:

_ Invalid

السبب : وجود مواد صلبة مثل الاكل أو عينة لزجة متكتلة لم تنوب
الحل: يعاد الاختبار بعينة جديدة للمريض

_ No Result

الاسباب : - انقطاع مفاجئ للتيار
- تم فتح الجهاز اثناء التشغيل
- تم إيقاف الاختبار اثناء التشغيل
الحل: اعادة الاختبار بعينة جديدة للمريض

- Errors : No 5007

الاسباب

- عينة شديدة اللزوجة
- عينة غير كافية
- وجود فقاعات هواء أثناء سحب العينة
الحل : اعادة الاختبار بعينة جديدة

- Error No 2008


السبب: العينة شديدة اللزوجة
الحل : اعادة الاختبار بعينة اخري

- Error No 2127

السبب : تقطع في التيار الكهربائي
الحل : تركيب UPS

- Error No 5011

السبب : - لم يتم قفل العبوة جيدا
الحل : يعاد الاختبار بعينة جديدة



كيفية حساب وطلب الكيماويات اللازمة لعمل صبغة لعدد ألف شريحة

ملحوظة	عدد المرضى	الوحدة	الكمية المطلوبة لألف شريحة	بند
تحتسب الكميات حسب عدد المرضى المترددين على المعمل اعتماداً على الإحصائية النصف سنوية علماً بأن كل مريض يحتاج إلى عمل ٣ شرائح	كل ألف شريحة تقريباً ٣٠٠ مريض	عبوة ٢٥ جم	٤ زجاجات	فوكسين قاعدى
		عبوة ٢٥ جم	١ زجاجة	مثيلين أزرق
		عبوة ٥,٠ جم	٥٠٠ جم	بللورات فينول
		عبوة ٥,٢ لتر	١ لتر	كحول ايثيلي ٩٥%
		عبوة ٥,٢ لتر	٤ زجاجات	كحول مثيلي ٩٧%
		١ لتر	زجاجة ١ لتر	حمض هيدروكلوريك مركز ٣٧% مدخن
		زجاجة ١٠٠ مل	١٠٠ مل	زيت سيدر
		علبة ٥٠ شريحة	٢٠ علبة	شرائح
				١٠٠٠ عبوة

Ministry of Health Central Health Laboratoronica TB Department	وزارة الصحة والسكان الإدارة المركزية للمعامل قسم الدرن		
المروور على مستوصفات الصدر (أول زيارة)			
المحافظة : <input type="text"/>			
رقم التليفون : <input type="text"/>			
اسم المركز أو المستوصف أو المستشفى : <input type="text"/>			
تاريخ المروور : <input type="text"/>			
القائم بالمروور : <input type="text"/>			
I العاملون بالمعمل			
اسم مدير المعمل : <input type="text"/>			
التخصص : <input type="text"/>			
عدد الأطباء : <input type="text"/>			
الاسماء : <input type="text"/>			
مكان وتاريخ التدريب	مدرب	غير مدرب	التخصص
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
عدد فني المعمل : <input type="text"/>		الاسماء : <input type="text"/>	
مكان وتاريخ التدريب	مدرب	غير مدرب	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
العمال :			
عدد العمال : <input type="text"/>			
عبء العمل : <input type="text"/>			
عدد المسحات لكل فني في المعمل : <input type="text"/>			
II وصف المعمل			
عدد الحجرات : <input type="text"/>			
أعضاء جيدة : <input type="text"/>			
تهوية جيدة : <input type="text"/>			
تهوية جيدة : <input type="text"/>			
جودة البنشات : <input type="text"/>			
الأرضيات والحوائط : <input type="text"/>			
ملاحظات :			
III الاعمال التي يقوم بها المعمل :			
الفحص المباشر : <input type="text"/>			
الفحوص الأخرى : <input type="text"/>			
IV الاجهزة والأدوات :			
الميكروسكوب :	العدد	الكفاءة	<input type="text"/>
الثلاجات :	العدد	الكفاءة	<input type="text"/>
جهاز تقطير المياه :	العدد	الكفاءة	<input type="text"/>
الميزان الكهربى :	العدد	الكفاءة	<input type="text"/>

	<input type="checkbox"/>	المنيه :
	<input type="checkbox"/>	عروات الزرع :
	<input type="checkbox"/>	عيدان خشبية :
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	مصدر لهب :
	<input type="checkbox"/>	العدد :
	<input type="checkbox"/>	النوع :
	<input type="checkbox"/>	شرايح زجاجية :
	<input type="checkbox"/>	قلم ماسي :
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	الاوراق الخاصة بتنظيف العدسات :
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عبوات جمع البصاق :
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	علب حفظ الشرايح :
	<input type="checkbox"/>	الزجاجيات :
	<input type="checkbox"/>	ورق ترشيح :
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	لمبة تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية :
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٧ المحليل الخاصة بالصيغ :
	<input type="checkbox"/>	كوسين قاعدي :
	<input type="checkbox"/>	كحول اثيلي :
	<input type="checkbox"/>	كحول ميثيلي :
	<input type="checkbox"/>	بللورات الفيتول :
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	حمض الهيدروكلوريك المدخن (٣٧ ٪) :
	<input type="checkbox"/>	مئلين أزرق :
	<input type="checkbox"/>	زيت سيدر للعدسات :

خزين للمحاليل للربع سنة :

VI إجراءات السلامة :

مطهرات : نعم لا

(فينول ٥ %) : نعم لا

صابون : نعم لا

بلاطي المعمل : نعم لا

الاقنعة والقفازات : نعم لا

طريقة التخلص من العينات بعد الانتهاء من فحصها :

اضافة مطهر لعينات البصاق : نعم لا

جمع المواد الملوثة في اكياس المواد الخطرة : نعم لا

نقل مخلفات العمل للمحرقة : نعم لا

عمل المسحات في وجود نافذة مفتوحة : نعم لا

اختيار اتجاه الهواء اثناء عمل المسحات : نعم لا

ملاحظات

VII خطوات الفحص الميكروسكوبي :

١- جمع العينات :

* ما هي التعليمات التي تعطى للمريض للحصول على عينة بصاق وليس لعاب ؟

* هل يتم ملاحظة جودة العينة ؟	
-	
* هل يتم فحص العينات بعد جمعها في أقل من يومين ؟	
-	
* هل يتم التفريق بين عينة البصاق وعينة اللعاب أثناء الفحص ؟	
-	
عدد الكرات البيضاء	أكثر من ١/١٠ = بصاق
عدد الخلايا البشرية	أكثر من ١/١٠ = لعاب
* إذا كانت العينة لعاب ، هل تم تشجيع المريض لاعطاء عينة بصاق ؟	
-	
* هل يتم تسجيل أن العينة لعاب ؟	
-	
* النسبة المئوية لعينات اللعاب في الحالات المشتبه فيها بالدرر ؟	
-	
* ملاحظة عدد العينات التي يتم جمعها من كل مشتبه تبعاً لسياسة البرنامج القومي لمكافحة الدرر ؟	
<input type="checkbox"/>	لا
<input type="checkbox"/>	نعم
* إذا كانت الإجابة (بلا) : اذكر السبب	
-	

* ملاحظة عدد العينات التي تم جمعها من المرضى أثناء متابعة العلاج تبعاً لسياسة البرنامج القومي لمكافحة الدرن ؟		
<input type="checkbox"/>	لا	
<input type="checkbox"/>	نعم	
* الطريقة السليمة / الترقيم عبوات البصاق السليمة (على الغطاء وعلى جانب العبوة) ؟		
-		
* الطريقة السليمة لترقيم الشراخ (الرقم المعملى وبواسطة القلم الماسي او القلم الرصاصي)		
<input type="checkbox"/>	لا	
<input type="checkbox"/>	نعم	
٢- عمل المسحات		
<input type="checkbox"/>	لا	متجانسة
<input type="checkbox"/>	لا	المقاس ٢X١ سم
<input type="checkbox"/>	نعم	نعم
<input type="checkbox"/>	نعم	نعم
٣- خطوات الصبغة		
* هل يتم ترشيح صبغة الفوكسين القاعدي والمثيلين الازرق قبل الاستخدام ؟		
<input type="checkbox"/>	لا	
<input type="checkbox"/>	نعم	
* هل يتم تجفيف المسحات في الهواء قبل التثبيت ؟		
<input type="checkbox"/>	لا	
<input type="checkbox"/>	نعم	
* مدة وضع المثيلين الازرق علي الشريحة :		
دقيقة		
* مدة وضع الكاريون فوكسين علي الشريحة :		
دقيقة		
* طريقة ازالة اللون : حمض الهيدروكلوريك ٣٧ ٪ او حمض الكبريتيك المركز ٢٥ ٪ ؟		
-		
* كم عدد الحلول التي يتم فحصها لكل شريحة ؟		
-		
* (أ) في حالة الايجابية : (ب) في حالة السلبية :		

* هل يتم تنظيف العدسة الزيتية بعد فحص كل شريحة ايجابية بورق تنظيف العدسات ؟

نعم لا

VIII ضبط الجودة

١- ضبط الجودة الداخلي :

* هل يتم استعمال شرائح ايجابية وسلبية ككترول لضبط جودة محاليل الصبغة ؟

نعم لا

* هل يوجد عدد كافي من مخزون المسحات الايجابية والسلبية ؟

-

* هل يوجد الدليل الفني / المعمل بالمعمل ؟

-

٢- ضبط ليجودة الخارجي :

* هل يتم حفظ جميع الشرائح ؟

-

* هل يتم تنظيف جميع الشرائح قبل حفظها ؟

-

* هل يتم ترتيب الشرائح بنفس ترتيب سجل المعمل ؟

-

* هل يوجد تقارير التغذية الرجعية لعادة فحص الشرائح محفوظة بالمعمل ؟

اعداد فحص شرائح تشارفمرور

	بصاق او لعاب	صبغة الخلية	صبغة المسحات الدرنية	نتيجة الفني	اسم الشريحة	
						الشرائح الايجابية
						الشرائح السلبية

تحديد ايجاب النتائج الكاذب

-

-

-

XI التسجيل والتقارير المعملية

١- سجل المعمل

كامل غير كامل

التسجيل حتى يوم المرور :

كامل غير كامل

التسجيل حتى يوم المرور :

١ ٢ ٣

التسجيل حتى يوم المرور :

Annex (4) Smear Results Sheet for Blinded Rechecking

Microscopy Centre : _____ District : _____

Name of TU _____ Month/Year : _____

SI. No.	Lab No.	Result of LT of DMC, including grade for positive smears
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		

Name of Lab. Technician: _____

Signature: _____

Date _____

Annex (5)

EQA
Blinded Rechecking & Panel Testing

EQA of Suptum Microscopy

ANNEXURE C

Worksheet: Blinded Rechecking of DMC Slides

Microscopy Centre Code : _____ TU _____

District: _____ Month and Year: _____

Tick appropriate Column or write letter as indicated below table

Sl. No.	Slide No.	AFB result / Grade by			Specimen Quality		Staining		Size		Thickness		Evenness	
		STLS	MC	Umpire	>10 WBC/field	<10 WBC/field	Good	Poor (U/C)	Good	Poor (B/S)	Good	Poor (K/N)	Good	Poor
		1			2		3		4		5		6	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
Total														

- 1: MC result to be entered under supervision only after from completed by STLS
 2: tick appropriate column
 3: Tick if good; write 'U' if under-decolourized, 'O' if over-decolourized
 4: Tick if good; write 'B' if too big, 'S' if too smal
 5: Tick if good; write 'K' if too thick, 'N' if too thin
 6: Tick appropriate column

Overall remarks:
 Specimen quality: Needs improvement Yes No
 Smear size: Needs improvement Yes No
 Smear thickness: Needs improvement Yes No
 Smear evenness: Needs improvement Yes No
 Staining: Needs improvement Yes No

Remarks: _____

Date of examination: _____ Signature of first controller: _____

نموذج طلب فحص بصاق

اسم المريض الجنس: ذكر () أنثى () السن :

العنوان (بالتفصيل):

للمريض الجديد

الغرض من الفحص:

١- مريض جديد : ()

٢- مريض متردد: ()

رقم سجل الدرن تاريخ فحص آخر بصاق:

النتيجة

٣- شهادة صحية

تاريخ العينة :

اسم الطبيب:

التوقيع:

نتيجة الفحص

مسلسل المعمل:

التاريخ	رقم العينة	النتيجة يكتب (سلبى أو إيجابى)	توصيف إيجابية البصاق ×

تكتب النتائج بهذه الشفرة (١-٩) أو (+) أو (++) أو (+++)

التاريخ:

اسم القائم بالفحص:

التوقيع:

بحث مقاومة ميكروب الدرن للأدوية النوعية طلب فحص مزرعة درنية من المعمل الطرفى إلى المعمل الوسيط

اسم المركز :
اسم المريض :
السن :
نتيجة فحص البصاق بالمعمل الطرفى :

كود المريض :
النوع :

نتيجة العينة الأولى	نتيجة العينة الثانية

فنى المعمل الاسم :
مدبر الوحدة (الاسم) :
التوقيع :
التوقيع :

نتيجة مزرعة البصاق للدرن من المعمل الوسيط إلى المعمل الطرفى

اسم المريض :
السن :
نتيجة فحص البصاق بالمعمل الطرفى :

كود المريض :
النوع :

نتيجة العينة الأولى	نتيجة العينة الثانية

نتيجة المزرعة :

إيجابى سلبى

مسئول المعمل الوسيط

الاسم :
التوقيع :
التاريخ : / /

بحث مقاومة ميكروب الدرن للأدوية النوعية طلب فحص حساسية من المعمل الوسيط إلى المعمل المركزي

اسم المحافظة :

كود المريض :

اسم المريض :

النوع :

السن :

مسئول المعمل الوسيط :

التاريخ : / /

التوقيع :

الاسم :

نتيجة فحص حساسية ميكروب الدرن

(من المعمل المركزي إلى المعمل الوسيط ومنسق الدراسة والمعمل الطرفي)

اسم المحافظة :

كود المريض :

اسم المريض :

النوع :

السن :

Identification test

1- Atypical :

2- Typical

human

Bovine

Other

نتيجة فحص الحساسية (S/R)

	SM	H	Rif	E
Sensitivity				

مدير المعمل المركزي للدرن :

التاريخ : / /

التوقيع :

الاسم :

استماره تقييم فحص المزارع

استماره رقم:

محافظة:

التاريخ:

اسم المعمل:

رقم العينه	النتيجه بواسطه المعمل الوسيط	النتيجه بواسطه المعامل المركزيه

ملاحظات:

- ١
- ٢
- ٣

معاني المصطلحات العلمية

WHO	منظمة الصحة العالمية
NTP	البرنامج القومي لمكافحة الدرن
DOTS	العلاج القصير الأمد تحت الملاحظة
ARI	الحالات الإيجابية المتوقعة سنوياً
BCG	الطعم المضاد لمرض الدرن
Tuberculin	الختبار حساسية لميكروب الدرن
BSC	كابينة الحماية البيولوجية
U.V	الأشعة فوق البنفسجية
Acid fastness	خاصية صمود ميكروب الدرن لإزالة الصبغة بواسطة الحمض
Relative Centrifugal force	القوة النسبية للطرد المركزي
L.J	مستبتات اللوفنشتاين جنس
Swinging angle rotor	الدوار المتأرجح
Fixed angle rotor MGIT Tube	الدوار الثابت انبوبة المستتبت السائلة

المراجع العلمية

- 1- External Quality Assessment for AFB Smear Microscopy, CDC, IUATLD , KNCV , RIT , 2002.
- 2- Laboratory Services in Tuberculosis Control Part II , III Microscopy & Culture, WHO , 1998 .
- 3- Medical Laboratory Manual for Tropical Countries vol II, Monica Cheeslrough 1985.
- 4- Procedures for the Isolation & Identification of Mycobacteria Annie L. Vestal 1975.
- 5- T.B Bacteriology Examination to stop TB, AKIKO FUJIKI, RIT, JIKA, 2001.
- 6- WHO handbook for guideline development. Geneva: World Health Organization, 2012
- 7- CDC. Guidelines for preventing the transmission of Mycobacterium tuberculosis in health – care settings, 2005 MMWR 2005 / 54 (RR17); 1141.
- 8- BACTEC MGIT™ , 960 System User ' s manual, 6/2004
- 9- GeneXpert&Xpert MTB /RIF , Quick start guide ,3/ 2014



WHO Representative Office Egypt
3 Magles El Shaab St., inside Ministry of Health and Population
Cairo, 11516, Egypt
Tel: (202) 2795 7706 – (202) 2795 3708
Fax: (202) 2795 3756
e-mail: emwroegy@who.int
<http://www.emro.who.int/countries/egy>